

PHILIPS

sonicare

Standard. główki szczoteczki
wykorzyst. ultradźwięki

e-Series

2 sztuki w opakowaniu

HX7002/05



Czyszczenie klasyczne

Główki szczoteczki e-Series zostały odpowiednio wyprofilowane, aby umożliwić łatwiejsze dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej, co zapewnia dokładne czyszczenie zębów oraz masaż i stymulację dziąseł.

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

- Włoski sygnalizujące zużycie zapewniają skuteczne czyszczenie

Główka szczoteczki pasująca do wielu rodzajów rączek


- Wkręcana główka szczoteczki do oryginalnych uchwytów Sonicare

Łatwe manewrowanie pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc

- Jedyna w swoim rodzaju wygięta szyjka pomaga dotrzeć do tylnych zębów


Zalety

Wkręcana główka szczoteczki



Wkręcana główka szczoteczki pasująca do oryginalnych uchwytów Sonicare

Włoski sygnalizujące zużycie



Włoski te sygnalizują konieczność wymiany szczoteczki. Po trzech miesiącach normalnego używania na włoskach pojawiają się ślady

zużycia, co oznacza, że główka szczoteczki jest coraz mniej skuteczna. Główkę należy wymieniać co 3 miesiące.

Jedyna w swoim rodzaju wygięta szyjka



Smukła, wygięta szyjka umożliwia łatwe manewrowanie główką szczoteczki, ułatwiając usuwanie kamienia nazębnego, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Dane techniczne

Waga i wymiary

Wymiary opakowania główki szczoteczki: 21,6 (wys.) x 6,5 (szer.) x 4,1 (głęb.) cm

Waga opakowania główki szczoteczki: 0,096 kg

Specyfikacja techniczna

Czas działania: Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące

Wymiana: Kiedy trzeba dokonać wymiany, włoski sygnalizujące zużycie blakną.

Łatwa obsługa

Pasujące modele: Elite, Essence, CleanCare, Xtreme, Advance

