

PHILIPS

sonicare

エアーフロス用 替ノズル

AirFloss

ノズル 2 本付属

HX8012/01



エアーフロス用 替ノズル 2 本セット

エアーフロス専用の替ノズル2本セットです。

健康的な習慣を簡単にスタート


- ・ 歯間洗浄を推進する簡単な方法

取り扱い簡単

- ・ 空気とミクロの水滴を用いた独自発想
- ・ ノズルを正確に配置できるガイドチップ
- ・ 届きにくかった場所も簡単にお手入れできるノズルデザイン

特長

健康的な習慣への簡単なスタート方法



歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。

空気とミクロの水滴を用いた独自発想



空気とミクロの水滴を用いた独自発想

ガイドチップ



スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

スリムで角度の付いたノズル

ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくかった場所も簡単にお手入れ

仕様

洗浄性能

ノズル: 性能を維持するために、6 か月ごとに交換してください

