

# PHILIPS

## sonicare

Interdental,  
munstycken

AirFloss

med 2 munstycken

HX8012/30



Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss ett enkelt alternativ för rengöring mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten och använder unik teknik med lufttryck och mikrovattendroppar för att ta bort plack på svåråtkomliga ställen.

#### Hjälper dig att få en hälsosam vana


- Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

#### Lättanvänd

- Luft- och mikrodropteknik
- Orienteringsänden garanterar korrekt placering
- Munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen

## Funktioner

### Ett enkelt sätt att börja



Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som använder tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

### Luft- och mikrodroppsteknik



Luft- och mikrodroppsteknik

### Spets



Det smala vinklade munstycket och orienteringsändan gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

### Smidigt, vinklat munstycke

Smidigt, vinklat munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen

## Specifikationer

### Lättanvänd

Munstyckesystem: Lätt att fästa och ta bort

### Medföljande tillbehör

AirFloss-munstycke: 2

### Rengöringsprestanda

Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa resultat

