

PHILIPS

sonicare

Nabíjateľná
medzizubná kefka

AirFloss

s 1 nástavcom



HX8241



Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss. Odstraňuje zubný povlak aj tam, kam kefky nedosiahnu

Ak nepoužívate pravidelne zubnú niť, môžete na čistenie medzizubných priestorov používať zariadenie AirFloss. AirFloss môžete používať s ústnou vodou alebo obyčajnou vodou. Využíva jedinečnú technológiu zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek, ktorá pomáha odstraňovať zubný povlak na ťažko prístupných miestach.

Skvelé vyčistenie už za 30 sekúnd

- Vyčistí celé ústa už za 30 sekúnd
- Nasmerujte. Stlačte. Čistite!

Pomáha vytvoriť zdravé návyky

- Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

Zlepšuje ústnu hygienu


- Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi
- Zlepšuje zdravie ďasien už do dvoch týždňov
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

Jednoduché používanie

- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek
- Pohodlná, ergonomická rukoväť
- Navádzacia špička zabezpečuje správne umiestnenie
- Nástavec pre každého člena rodiny


Hlavné prvky

Jednoduchý spôsob, ako začať



Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch používania kefky AirFloss až 96 % ľudí, ktorí používali nepravidelne zubnú niť, aj naďalej používali kefku AirFloss štyri alebo viac dní do týždňa.

Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi



Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi

Technológia zmesi vzduchu a mikrovapôčiek



Technológia zmesi vzduchu a mikrovapôčiek

Navádzacia špička



Tenký zahnutý tryskový nástavec a navádzacia špička zjednodušujú správne umiestnenie. Stačí sa posunúť po povrchu zuba pri ďasne, až kým špička zapadne do priestoru medzi zubmi.

30-sekundové čistenie




S kefkou AirFloss si vyčistíte celé ústa iba za 30 sekúnd. Stačí raz stlačiť tlačidlo na jeden vstrech, potom posunúť kefku ďalej a zopakovať postup. Ak chcete používať novú funkciu automatického vstrekovania, tlačidlo držte stlačené a presúvajte navádzaciu špičku z jedného priestoru do druhého. Automaticky bude vstrekať dávku každú sekundu.

Nádržka s ľahkým plnením




Naplňte nádobku na rukoväti ústnou vodou alebo vodou na osviežujúce čistenie, potom nasmerujte navádzaciu špičku a stlačte tlačidlo. Objem nádržky vystačí až na dve čistenia.

Zdravšie dasná



Je klinicky overené, že kefka Sonicare AirFloss zlepši do dvoch týždňov zdravie dasien.

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu



Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha kefka Sonicare AirFloss predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

Ergonomická rukoväť

Kefka AirFloss je vybavená pohodlnou a ergonomickou rukoväťou s protišmykovým uchopením, ktorá je navrhnutá na jednoduché manévrovanie v tesných priestoroch.

Farebné špičky pre nástavce

Vďaka farebným špičkám pre nástavce a praktickému držiaču nástavca bude používanie kefiek AirFloss dokonale jednoduché pre celú rodinu.

Technické údaje

Jednoduché používanie

Rukoväť: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Blikanie signalizuje takmer vybitú batériu

Životnosť batérie: Až 2 týždne

Systém tryskového nástavca: Lahko sa nasúva a odpája

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Prevádzkový čas: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov

Typ batérie: Lítium-iónová

Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Príkon

Napätie: Multinapätová nabíjačka

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Pribalené príslušenstvo

Rukoväť AirFloss: 1

Nástavec AirFloss: 1, 3

Nabíjacia jednotka: 1 multinapätová nabíjačka

Držiak nástavca: 1

Čistiaci výkon

Výkon: Odstraňuje až 5 x viac povlaku*

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne

Funkcia automatického vstrekovania: Vyčistí celé ústa za 30 s

Tryskové nástavce: Na dosahovanie najlepších výsledkov odporúčame meniť každých 6 mes.

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela s nádychom zelenej

