

# PHILIPS

## sonicare

충전식 음파 전동칫솔

FlexCare

3가지 모드

전동칫솔모 2개

UV 칫솔모 살균기



HX6932/10



## 고급 세정

### 치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과로 다가옵니다. 이제 인증된 기술과 함께 입 속이 더욱 건강해집니다. 구강 건강을 위한 필립스 전동칫솔, 소닉케어 플렉스케어를 직접 사용해 보세요.

#### 치과 전문의 추천 양치법을 준수하도록 가이드

- 2분 타이머로 권장 양치 시간 준수
- 퀘드페이스의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

#### 구강 상태에 따른 맞춤식 양치모드 제공

- 이지 스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.
- 보다 탁월한 효과를 위한 3가지 양치 모드

#### 뛰어난 세정력

- 필립스 소닉케어의 음파 클렌징으로 치아 사이까지 깨끗한 양치
- 일반칫솔에 비해 2배 더 우수한 플라그 제거

#### 검증된 구강 건강 개선

- 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 치아 미백에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔
- 센시티브 모드: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

# 주요 제품

## 음파 기술



소닉케어 전동칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

## 잇몸 건강 개선



필립스 전동칫솔 소닉케어는 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정해 주기 때문에 단 2주 만에 잇몸 건강이 개선됩니다. 일반칫솔보다 치아 사이 세정 및 플라그 제거 효과가 뛰어납니다.

## 스마트 타이머




필립스 전동칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문가가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.

## 쿼드페이서




간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

## 이지 스타트 프로그램



필립스 음파칫솔 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 처음 14회 동안은 파워가 서서히 증가합니다.

## 3가지 양치 모드




3가지 모드에는 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반 세정 모드, 부드럽게 하지만 꼼꼼하게 잇몸을 세정하는 민감세정 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드가 있습니다.

## 치아 미백 효과




필립스 소닉케어의 탁월한 치아 미백 효과: 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.

## 2배 더 우수한 플라그 제거



특히 받은 음파 기술로 일반칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그를 제거합니다.

## 치아와 잇몸을 부드럽게 세정



필립스 소닉케어의 센시티브 세정 모드: 민감한 잇몸을 위해 부드러우며 깨끗하게 세정

# 사양

## 모드

**Clean(일반세정):** 매일매일 깨끗한 양치

**민감 세정:** 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

**Massage(마사지):** 상쾌한 마사지

**2가지 과정:** 1분 케어(Go Care) 및 맥스 케어(Max Care)

## 구성품

**핸들:** 플렉스케어(FlexCare) 1개

**브러시 헤드:** 프로리절트 스탠다드 칫솔모 1개, 프 로리절트 소형 1개

**충전기:** 1

**UV 살균기**

**여행용 케이스:** 소프트 파우치 1개

## 디자인 및 마감

**색상:** 화이트와 그린

## 세정 성능

**속도:** 분당 최대 31,000회 칫솔모 움직임

**성능:** 닿기 힘든 부분의 플라그를 최대 83%까지 제거

**치아 건강 관리 효과:** 잇몸 건강 개선

**미백 효과:** 최대 2단계 더 치아를 밝게

**타이머:** 스마트타이머 및 쿼드레이서

## 편리한 사용

**칫솔모 시스템:** 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모

**양치 시간:** 최장 2주

**배터리 표시등:** 표시등이 배터리 상태를 나타냄

**핸들:** 슬림한 인체공학적 디자인, 그립감이 편안한 고무 손잡이

## 기술 사양

**배터리:** 충전식

**배터리 유형:** 리튬 이온

**작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지):** 최장 2주

## 소비전력

**전압:** 110-220V

## 서비스

**보증:** 구입 후 2년

