

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra —
zobstarpu tīrītājs

ar FlexCare Platinum

ar 1 sprauslu un 1 birstes uzgali



HX8492/48



Veselīgākas smaganas 2 nedēļu laikā nodrošinātas*

Izstrādāta neregulāriem zobu diegotājiem

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss Pro/Ultra**** uzgališ ir vienkāršākaš paņēmiens efektīvai zobstarpu tīrīšanai. AirFloss Pro/Ultra var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un ir klīniski apstiprināts, ka tas uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.**

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Izvēlieties kādu no 3 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem

Uzlabo mutes veselību

- Likvidē aplikumu līdz 99,9%***
- Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam**
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Izcila tehnoloģija


- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija
- Augstas veiktspējas uzgališ
- Trīskāršas strūklas pielāgošanas iestatījumi

Vieglākais veids efektīvai zobstarpu tīrīšanai

- Tikai 60 sekundes: novietot, nospieš, tīrīt!
- Viegls veids, kā sākt veselīgu ieradumu
- Svaiga un tīra mute katru dienu


Izceltie produkti

3 režīmi, 3 intensitātes iestatījumi




Izbaudiet patiesi rūpīgu tīrīšanu ar FlexCare Platinum. Trīs dažādie intensitātes iestatījumi un trīs darbības režīmi ļauj nodrošināt visaptverošu higiēnu atbilstoši jūsu vajadzībām. Clean režīms ir paredzēts izcilai ikdienas tīrīšanai, White — zobu vīrsmas plankumu noņemšanai un Deep Clean — nepārspējamai svaiguma sajūtai.

Likvidē aplikumu līdz 99,9%




AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9% tīrītājās zonās.**

Mikropilienu tehnoloģija




Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti. Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un smaganu līnijas tīrīšana.

Viegla veselīga ieraduma sāksana



Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss Pro/Ultra uzgalis ir viegls veids, kā iztīrīt dziļāk starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus.

Labāka smaganu veselība



Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.** Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu laikā.

Notīra 60 sekundēs



Ar AirFloss Pro/Ultra visa mutes dobuma tīrīšana prasa mazāk nekā 60 sekundes dienā. Vienkārši izvēlieties strūklas padeves biežumu (viena, dubulta vai trīskārša) un turiet nospiestu aktivizācijas pogu pastāvīgai, automātiskai strūklas padevei vai nospiediet un atlaidiet pogu, ja vēlaties izmantot manuālo strūklas padeves režīmu.

Svaigums un tīrība ar mutes skalošanas līdzekli




Uzpildiet nodalījumu rokturī ar vai nu mutes skalošanas līdzekli, vai ūdeni mutes dobuma svaigumam, pēc tam novietojiet uzgali un nospiediet pogu. Lielākam svaigumam un pretmikrobu iedarbībai izmantojiet kopā ar mutes skalošanas līdzekli.

Palīdz novērst caurumu veidošanos



Saudzīgi noīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis palīdz novērst caurumu veidošanos starp jūsu zobiem.

Augstas veiktspējas uzgalis



Jaunajā AirFloss Pro/Ultra augstas veiktspējas uzgalī ir apvienota gaisa un mikropilienu tehnoloģija, vēl vairāk palielinot tā efektivitāti.

Specifikācijas

Tīrīšanas veiktspēja

Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs kā zobu diegs, smaganu veselības uzlabošanai, aplikuma likvidēšanai, smaganu asiņošanas samazināšanai

Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkļa vai manuāla strūkļa,

Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkļa***

Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem

Veselības ieguvumi: Iztīra visu muti 60 sek., Uzlabojiet smaganu veselību 2 nedēļās*

Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%**

Ātrums: Līdz 31 000 sukas kustībām/min

Taimeris: SmartTimer un Quadpacer

Balinošās īpašības: Palīdz dabiski notīrīt plankumus

Spiediena sensors: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Dizains un apdare

Krāsa: Balts ar pelēkiem akcentiem, Platīna pelēks

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Roktura LED indikatori norāda uzlādes līmeni, Lampiņa norāda baterijas statusu

Baterijas darbmūžs: 1-3 nedēļas*****

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 3 nedēļām***

Displejs: Izgaismots displejs

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Uzgaļu sistēma: Viegla uzspraušana un noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 FlexCare Platinum

Suku uzgaļi: 1 AdaptiveClean

AirFloss Pro/Ultra rokturis: 1

AirFloss Pro/Ultra uzgalis: 1

Lādētājs: 1

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Notīra aplikumu

3 intensitātes pakāpes: Augsta, Vidēja, Zema

Rūpīga tīrīšana: Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai

Strāvas padeve

Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs, 110-220 V

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Tehniskā specifikācija

Baterija: Uzlādējams

Akumulatora tips: Litija jonu

Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 3 nedēļām**



* vai arī atdosim jūsu naudu.

** izmantojot kopā ar manuālo zobu suku un antibakteriālo skalošanu pacientiem ar vieglu līdz izteiktu gingivītu; AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu neregulāriem diegotājiem izveidot veselīgu ikdienas zobstarpu tīrīšanas ieradumus. Papildinformāciju skatiet jautājumu un atbilžu sadaļā cilnē Atbalsts.

*** No apstrādātajām zonām; Pētījumos faktiskie rezultāti var atšķirties

**** atkarībā no izmantotā strūkļa iestatījuma

***** AirFloss Ultra un Pro ir viens un tas pats produkts, bet tas var būt nosaukts dažādi atkarībā no valsts un televīzijas kanāla.