

PHILIPS

sonicare

Sonicare vervangend
mondstuk

AirFloss

2 stuks

HX8002/05



Een eenvoudigere flosmethode

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Zo wordt flossen leuk. Stap over op Philips Sonicare AirFloss.

Eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plekjes

- Geleidetip voor eenvoudige plaatsing
- Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Dankzij het afneembare mondstuk kunt u de AirFloss delen

- Met afdruk van druppels op het mondstuk voor eenvoudig delen met anderen

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 99% meer tandplak tussen de tanden*

Kenmerken

Geleidetip




Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Met afdruk van druppels op het mondstuk

In elke verpakking van 2 mondstukken zit 1 mondstuk met een afdruk van een effen druppel en 1 mondstuk met een afdruk van een

heldere druppel. Hierdoor kunt u de mondstukken eenvoudig herkennen wanneer u het apparaat met een ander deelt.

Kleine, gebogen spuitkop



Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Specificaties

Technische specificaties

Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden

