

PHILIPS

sonicare

Interdental –
oppladbart

AirFloss

med ett munnstykke



HX8221/02



Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Hvis du er en av dem som ikke bruker tanntråd regelmessig, kan du ved å bruke AirFloss enkelt gjøre det til en vane å rengjøre mellom tennene. AirFloss kan brukes sammen med munnskyll eller vann og har en unik teknologi som bruker luft og små dråper for å fjerne plakk på steder der det er vanskelig å komme til.

Rengjør på 30 sekunder

- Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder
- Pek, trykk og rengjør!

Forbedrer munnhygien

- Bidrar til å forbedre tannkjøttelsen på bare to uker
- Bidrar til å forhindre hull mellom tennene
- Fjerner opptil fem ganger så mye plakk mellom tennene*

Lett å bruke

- Teknologi som rengjør med ett trykk
- Ledetupp sikrer riktig plassering
- Komfortabelt, ergonomisk håndtak

Hjelper deg med å skape gode vaner

- En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Teknologi med luft og små dråper




AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllvann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.

30-sekunders rengjøring



Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.

Bedre tannkjøttelse



Det er klinisk bevist at Sonicare AirFloss forbedrer tannkjøttelsen på bare to uker.

Beholder som er enkel å fylle




Fyll beholderen på håndtaket med enten munnskyll eller vann for å få en forfriskende rengjøring. Deretter peker du og trykker. Vannbeholderen rommer tilstrekkelig væske til å bruke den to ganger.

Ledetupp



Det slanke, vinklede munnstykket og ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig plassering. Bare før den langs tannoverflaten i nærheten av tannkjøttrandene til tuppen setter seg i sporet mellom tennene.

Ergonomisk håndtak



AirFloss er utformet for å være enkel å manøvrere på steder der det er trangt, ved at det har et komfortabelt, ergonomisk håndtak og et sklisikkert grep.

Bidrar til å forhindre hull



Ved å forsiktig sprute vekk plakk som ikke ble fjernet under børstingen, bidrar Sonicare AirFloss til å forhindre at det oppstår hull mellom tennene.

Fjerner mer plakk



Rengjøring mellom tennene er en viktig del av tannhelsen. Sonicare AirFloss bruker en teknologi med luft og små dråper for å fjerne opptil fem ganger mer plakk mellom tennene enn manuell pussing alene.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Enkel i bruk

Håndtak: Slank, ergonomisk design

Batteriindikator: Blinking indikerer lavt batterinivå

Batterilevetid: Opptil tre uker når den er fulladet

Munnstykkessystem: Klikkes enkelt av og på

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid: Skift ut munnstykket hver 6. måned

Batteritype: Litium-ION

Ladetid: 24 timer for å oppnå full lading

Drift

Spenning: Flerspenningslader

Deler som medfølger

AirFloss-munnstykke: 1

Lader: Én flerspenningslader

Munnstykkeholder: 1

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil 5 ganger så mye plakk*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Funksjon for automatisk sprut: Rengjør hele

munnen på 30 sek

Munnstykker: Best resultat fås ved å bytte etter 6 md

Design og utseende

Farge: Rosa

Munnstykkefarge: Rosa med hvit tupp

