

PHILIPS

sonicare

Interdental –
munnstykker

AirFloss

med to munnstykker

HX8012/07



Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Hvis du er en av dem som ikke bruker tanntråd regelmessig, kan du ved å bruke AirFloss enkelt gjøre det til en vane å rengjøre mellom tennene. AirFloss kan brukes sammen med munnskyll eller vann og har en unik teknologi som bruker luft og små dråper for å fjerne plakk på steder der det er vanskelig å komme til.

Hjelper deg med å skape gode vaner

- En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

Lett å bruke

- Teknologi med luft og små dråper
- Ledetupp sikrer riktig plassering
- Munnstykket er utformet for å gi enkel tilgang til steder der det er vanskelig å komme til

Høydepunkter

En enkel måte å komme i gang på



Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.

Teknologi med luft og små dråper



Teknologi med luft og små dråper

Ledetupp



Det slanke, vinklede munnstykket og ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig plassering. Bare før den langs tannoverflaten i nærheten av tannkjøttrandens til tuppen setter seg i sporet mellom tennene.

Tynt, vinklet munnstykke

Slankt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

Spesifikasjoner

Enkel i bruk

Munnstykkesystem: Klikkes enkelt av og på

Deler som medfølger

AirFloss-munnstykke: 2

Rengjøring

Munnstykker: Best resultat fås ved å bytte etter 6 md

