

PHILIPS

sonicare

ソニックケア フレックスケア
— プラチナ プロフェッショナル

FlexCare Platinum
Professional

3つのモード、3段階の強さ設定



HX9189/16



歯垢をしっかりと落としたい方に

歯垢がたまる箇所も逃さずかき出すディープクリーンモード搭載

ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さ設定から「強」「中」「弱」をそれぞれ選び、ご自身の歯と歯ぐきに合わせたブラッシングモードの設定が可能です。 敏感な歯と歯ぐきにやさしい過圧防止センサーを搭載し、賢くブラッシングできるよう支援します。

優れた洗浄能力

- ・ 音波水流
- ・ 調整可能なブラッシング方法

理想的な歯磨きをサポート

- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ

お口の健康を推進

- ・ カドペーサー
- ・ スマートタイマー



asimpleswitch.com

特長

音波水流




ソニックアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

強すぎるブラッシングをお知らせ



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

1人1人に合ったブラッシング方法



3段階の強さ設定と3つのクリーニングモードがあるので、1人1人に合った最適なブラッシングの快適性と性能を得ることができ、習慣順守が容

易になります。3分間のディープクリーンモードでは届きにくい部分もしっかり洗浄できるため、トラブルのある箇所特に注意して磨きたいときに最適です。

カドベーター



30秒間隔のタイマーで、口腔内の上下・表裏4箇所をしっかりブラッシングできるようお知らせします。

スマートタイマー



2分のタイマーで歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

仕様

仕様

電源方式: 充電式

使用時間: 約3週間*

電池の種類: リチウムイオン充電電池

内容

トラベルケース: 1個

ハンドル: フレックスケアープラチナ1本

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

洗浄性能

ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分

サービス

本体2年間保証: ○

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

3段階の強さ設定: 強, 弱, 中

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す



asimpleswitch.com

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

