

PHILIPS

sonicare

Kompaktne glave
sonične zobne ščetke

InterCare

2 v paketu

Kompaktna velikost

Pritrdljivo

Čiščenje med zobmi

HX9012/07



Vrhunsko čiščenje.* Doseže globlje med zobmi. Čiščenje med zobmi in na težje dosegljivih delih

Glava zobne ščetke Philips Sonicare InterCare je idealna za vse, ki želijo preprečiti nabiranje oblog med zobmi, blažiti krvavitev in vnete dlesni ter si zagotoviti zdrav in čudovit nasmeh.

Omogoča izboljšano delovanje

- Zasnovano tako, da dosežete globlje in dlje
- Prikaz izrabljenosti zagotavlja najučinkovitejše čiščenje
- Zasnovano za najučinkovitejše sonično gibanje

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Del rutine za boljšo nego ust

Glava ščetke ustreza različnim ročajem

- Uporabno s katerokoli zobno ščetko Philips Sonicare s pritrdilnim sistemom

Značilnosti

Sezite dlje in storite več



Ta glava zobne ščetke Philips Sonicare ima zelo dolge in goste ščetine, s katerimi očistite tudi zobne obloge globoko med zobmi in na drugih težje dostopnih mestih. Na voljo je tudi v večji standardni velikosti za temeljito čiščenje.

Izboljšano sonično gibanje



Glave ščetke Philips Sonicare omogočajo našo osnovno tehnologijo za visokofrekvenčno in hitro gibanje ščetke z več 31.000 gibi na minuto. Naša vrhunska sonična tehnologija moč iz ročaja prenese do konice glave ščetke. Sonično gibanje omogoča dinamično in tekočo čiščenje med zobmi in ob dlesnih, kar vedno zagotavlja vrhunsko in nežno čiščenje.

Sistem s pritrpljivimi glavami ščetk




To glavo ščetke enostavno pritrpite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo prilega ter jo lahko enostavno vzdržujete in čistite. Primerna je za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.

Boljša nega ust



Kot vse originalne glave ščetke Philips Sonicare je tudi ta glava ščetke povsem varna za zobe in dlesni. Vsaka glava ščetke je temeljito preizkušena ter zagotavlja izjemno zmogljivost in trpežnost.

Prikaz izrabljenosti



Čeprav se na prvi pogled mogoče ne zdi tako, se glave ščetke v nekaj mesecih normalne uporabe zmeščajo in postopoma obrabijo. Modri prikaz obrabljenosti zbledi do bele barve in tako označuje, da morate zamenjati glavo ščetke. Glavo ščetke za optimalne rezultate zamenjajte vsake tri mesece.

Specifikacije

Priloženi predmeti

Glave ščetke: 2 kompaktni InterCare

Zdržljivost

Sistem glave ščetke: Pritrdljivo

Primerno za te modele: 2 koraka za odstranjevanje zobnih oblog, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Za otroke, HealthyWhite

Zasnova in izdelava

Trdota ščetin: Običajen

Barva: Bela

Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin

Velikost: Kompaktno

Pozitivni vplivi na zdravje

Zdravje dlesni: Izboljšuje zdravje dlesni

Odstranjevanje zobnih oblog: Pomaga odstranjevati zobne obloge

Kakovost in zmogljivost

Zamenjava: Vsake 3 mesece

Preizkušeno: za optimalno uporabo

