

PHILIPS

sonicare

Sonicare AirFloss

AirFloss

Możliwość powtórnego ładowania



HX8181



Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Delikatnie i skutecznie poprawia zdrowie jamy ustnej

Jeśli regularnie nie czyścisz zębów nicią dentystyczną, nie docierasz do bakterii, które mogą gromadzić się pomiędzy zębami i powodować infekcje. Urządzenie Sonicare AirFloss pomaga dokładnie czyścić zęby każdego dnia, bez problemów związanych z używaniem nici dentystycznych.

Czystość w 30 sekund

- Prosta obsługa przy użyciu jednego przycisku, jak w przypadku kliknięcia myszą

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwa do 99% więcej płytki nazębnej pomiędzy zębami*

Prostota: skieruj i naciśnij

- Łatwy do napełniania zbiornik
- Końcówka z naprowadzaniem umożliwia łatwe umieszczanie pomiędzy zębami
- Technologia Microburst czyści za jednym dotknięciem przycisku
- Wąska, zakrzywiona nasadka łatwo dociera nawet do trudno dostępnych miejsc
- Wąski, wygodny w użyciu uchwyt
- Pasuje do standardowych ładowarek Sonicare
- Ładowanie co dwa tygodnie

Zalety

Łatwy do napełniania zbiornik



Łatwy do napełniania zbiornik wykorzystuje jedynie niewielką ilość wody, aby uniknąć bałaganu. Można go także napełnić płynem do płukania jamy ustnej, aby korzyści dla zdrowia zębów były jeszcze większe.

Pasuje do ładowarek Sonicare



Do ładowania produktów Sonicare potrzebna jest tylko jedna ładowarka.

Końcówka z naprowadzaniem



Wystarczy przesunąć końcówkę wzdłuż linii dziąseł, aż poczujesz, że znalazła się ona pomiędzy zębami. Łatwo umieszcza się ją nawet pomiędzy tylnymi zębami, do których jest trudny dostęp.

Ładowanie co dwa tygodnie




Urządzenie AirFloss działa przez dwa tygodnie między kolejnymi cyklami ładowania.

Technologia Microburst



Technologia Microburst stosuje szybki nadmuch powietrza pod ciśnieniem oraz mikroskopijne krople wody, aby czyścić przestrzenie głęboko pomiędzy zębami, do których nie dociera szczoteczka.

Usuwa do 99% więcej płytki nazębnej




Szczoteczka Sonicare usuwa do 99% więcej płytki nazębnej pomiędzy zębami niż zwykła szczoteczka. Zapewnia potwierdzoną, skuteczną poprawę zdrowia zębów.

Prosta obsługa przy użyciu jednego przycisku



Prosta obsługa przy użyciu jednego przycisku umożliwia szybkie czyszczenie w 60 sekund.

Wąska, zakrzywiona nasadka



Wąska, zakrzywiona nasadka łatwo dociera nawet do trudno dostępnych miejsc.

Wąski, wygodny w użyciu uchwyt



Łatwe manewrowanie w jamie ustnej.

Dane techniczne

Łatwa obsługa

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik na przycisku zasilania miga, gdy trzeba naładować urządzenie

Specyfikacja techniczna

Bateria: Możliwość powtórnego ładowania

Czas ładowania: 24 godzin

Czas pracy (od pełnego naładowania do wyczerpania): 2 tygodnie lub 14 cykli użycia w całej jamie ustnej

Czas działania: Nasadkę należy wymieniać co 6 miesięcy

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

