

PHILIPS

sonicare

Sonicare AirFloss

AirFloss

Nabíjateľný



HX8181



Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov

Jemne a účinne zlepšuje zdravotný stav chrupu

Ak sa medzizubným priestorom nevenujete pravidelne v rámci bežného čistenia zubov, neničíte baktérie, ktoré sa môžu hromadiť medzi zubami a spôsobovať infekcie. Systém Sonicare AirFloss umožňuje dôkladnejšiu každodennú starostlivosť o zuby bez zbytočne komplikovaných úkonov.

Skvelé vyčistenie už za 30 sekúnd

- Jednoduché používanie pomocou jedného tlačidla – ľahké ako kliknutie myšou

Preukázateľné zlepšenie zdravotného stavu chrupu

- Odstraňuje až o 99 % viac povlaku medzi zubami*

Jednoduché: namieriť a stlačiť

- Nádržka s ľahkým plnením
- Navádzacia špička pre ľahké umiestnenie
- Technológia mikroprúdu čistí jednoduchým stlačením tlačidla
- Tenká zahnutá tryska pre jednoduché čistenie aj ťažko dostupných miest
- Tenká rúčka pre jednoduchú manipuláciu
- Kompatibilné so štandardnými nabíjačkami Sonicare
- Nabíjanie po dvoch týždňoch

Hlavné prvky

Nádržka s ľahkým plnením



Nádržka s ľahkým plnením používa len malé množstvo vody pre menší neporiadok. Naplňte ju ústnou vodou pre ešte dokonalejšiu ústnu hygienu.

Kompatibilné s nabíjačkami Sonicare



Na nabíjanie všetkých vašich produktov Sonicare postačí jedna nabíjačka.

Navádzacia špička



Jednoducho prechádzajte navádzacou špičkou po línii dasien, až kým nezapadne medzi zuby. Jednoducho tak vyčistíte aj ťažko dostupné zadné zuby.

Nabíjanie po dvoch týždňoch




Zariadenie AirFloss vydrží až dva týždne medzi jednotlivými nabíjajúcimi.

Technológia mikroprúdu



Technológia mikroprúdu aplikuje rýchly prúd stlačeného vzduchu a mikrovapôčiek na čistenie priestorov hlboko medzi zubami, kam zubná kefka nedosiahne.

Odstraňuje až o 99 % viac povlaku




Táto zubná kefka Sonicare odstráni až o 99 % viac povlaku medzi zubami v porovnaní s čistením pomocou ručnej zubnej kefky. Preukázateľne zlepšuje zdravotný stav chrupu.

Jednoduché používanie pomocou jedného tlačidla



Jednoduché používanie pomocou jedného tlačidla pre ľahké vyčistenie za 60 sekúnd.

Tenká zahnutá tryska



Tenká zahnutá tryska pre jednoduché čistenie aj ťažko dostupných miest.

Tenká rúčka pre jednoduchú manipuláciu



Jednoduché manévrovanie v ústach.

Technické údaje

Jednoduché používanie

Rukoväť: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Svetlo na vypínači bliká, keď je potrebné nabiť batériu

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľný

Čas nabíjania: 24 hodina(y)

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): 2 týždne alebo 14 použití na vyčistenie celých úst

Prevádzkový čas: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov

Príkon

Napätie: Multinapäťová nabíjačka

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

