

PHILIPS

sonicare

音波式電動歯ブラシ

HealthyWhite

2つのモード

2つのハンドル

4本のブラシヘッド

HX6764/37



より自然に白い歯へ

自然な白い歯のための歯ブラシ

自然な白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。フィリップスソニックケアヘルシーホワイト電動歯ブラシは、クリーン&ホワイトモードを定期的を使用することで、歯の表面に付着したステイン（着色汚れ）を約2週間で除去、自然な白さに近づけます。

お口の健康を推進

- ・ソニックケアテクノロジーで自然な白い歯に
- ・やさしく、安心してブラッシングを行えます。

理想的な歯磨きをサポート

- ・フィリップスソニックケア電動歯ブラシに搭載された2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できる
- ・しっかり磨けるように一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- ・ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能
- ・クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす
- ・クリーンモード：2分間の通常モード

優れた洗浄能力

- ・ソニックケアの音波水流技術で歯間に液体を噴射
- ・角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい

特長

ソニックアーテクノロジー




フィリップス ソニックアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

角度の付いたブラシヘッドネック



角度の付いた独自のブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去。

自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

やさしく安心



フィリップス ソニックアー電動歯ブラシは、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）、歯周ポケットにも安心してご使用いただけます。ただし、矯正器具に使用した場合、ブラシヘッドの消耗が早くなります。

スマートタイマー




フィリップスソニックアー電動歯ブラシに搭載された2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できる

カドペーサー



口腔内を4箇所に分け、30秒間隔のタイマーがそれぞれの磨き終わりを知らせてくれます。また、口腔内をより一貫して洗浄できるように、次のブラッシングに移るタイミングも教えてくれます。

イージースタート機能



フィリップス ソニックアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます

クリーン&ホワイトモード



お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします。*

クリーンモード

毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。

仕様

モード

クリーン: 毎日の歯磨きに
クリーン&ホワイト: クリーン (2 分間) + ホワイト (30 秒間)

内容

ハンドル: ヘルシーホワイト 2 本
替えブラシ: ダイヤモンドクリーン スタンダード 2 本, ダイヤモンドクリーン ミニ 2 本
充電器: 1

デザインと仕上げ

色: ピンク, グレイシャーグリーン

洗浄性能

スピード: 最大 31,000 ブラシストローク/分
性能: 最大 90% のステイン (着色汚れ) を除去*
健康上の利点: 歯ぐきの健康を推進
ステイン除去効果: 歯を 2 段階まで白く
タイマー: スマートタイマーとカドペーサー

使いやすさ

ブラシヘッドの方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ブラッシング時間: 最長 3 週間**
充電表示ランプ: イルミネーションで充電電池残

量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

仕様

充電電池: 充電式
充電電池の種類: リチウムイオン
動作時間 (満充電~空): 最長 3 週間**

電源

対応電圧: 110-220 V

サービス

本体保証: ○

