

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental eléctrico  
sónico: prueba

FlexCare Platinum

Tres modos, Tres intensidades

Dos cabezales de cepillado

Con sensor de presión



HX9142/31



## Puede que las técnicas varíen, pero no los resultados

Nuestro primer cepillo con tecnología Adaptive Cleaning

Esta tecnología se basa en dos componentes: un cabezal de cepillado AdaptiveClean y un intuitivo sensor de presión. Ambos ayudan a tus pacientes a cepillarse los dientes de forma más inteligente.

### Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

- Nuevo modo Limpieza en profundidad: accede sin esfuerzo a las zonas problemáticas

### Diseñado para ti

- Cabezal de cepillado InterCare

### Te guía para que sigas las recomendaciones dentales

- Sensor de presión intuitivo

### Probado, mejora la higiene bucal

- Quadpacer
- Smarttimer
- Higienizador por rayos UV

### Proporciona una limpieza superior

- Cabezal de cepillado AdaptiveClean
- Experiencias de cepillado personalizables
- Tecnología patentada de los cepillos dentales Sonicare

# Destacados

## Tecnología sónica



Consigue que el fluido penetre entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para disfrutar de una limpieza tan potente como suave.

## Modo Limpieza en profundidad



El nuevo modo Limpieza en profundidad proporciona una limpieza excepcional en los lugares de difícil acceso. El exclusivo movimiento del cabezal de cepillado de este modo, junto con un tiempo de cepillado ampliado de tres minutos, lo convierte en la opción ideal si deseas prestar especial atención a zonas problemáticas.

## Cabezal de cepillado AdaptiveClean



Los lados de goma flexibles y suaves hacen que las cerdas se adapten a la forma única de los dientes y encías de cada paciente y proporcionan hasta cuatro veces más superficie de contacto\*. La flexibilidad del cabezal de cepillado ayuda a que las cerdas recorran la línea de las encías con suavidad y absorban el exceso de presión durante el cepillado. El movimiento de barrido mejorado ofrece una sensación única en la boca y una limpieza superior a lo largo de la línea de las encías y

en las zonas difíciles\*. Se ha demostrado que elimina hasta diez veces más placa en las zonas difíciles que un cepillo dental manual\*.

## Cabezal de cepillado InterCare




Las cerdas extralargas y de alta densidad penetran en mayor profundidad entre los dientes para ayudarte a eliminar mucha más placa\* en el área entre los dientes. Ideal para los pacientes con sangrado de las encías o mayor riesgo de inflamación de estas.

## Sensor de presión intuitivo



Si se aplica demasiada presión, el mango late suavemente para indicar a los pacientes que cepillan con demasiada fuerza y guiarles para conseguir una técnica adecuada. En un estudio realizado con pacientes de EE. UU., se comprobó que 7 de cada 10 pacientes que se cepillaban con demasiada fuerza redujeron la presión de cepillado gracias al sensor de presión.

## Experiencias de cepillado personalizadas



Sus tres ajustes de intensidad y tres modos de limpieza proporcionan una comodidad y un rendimiento óptimos para conseguir una


experiencia de cepillado más personalizada y favorecer un uso regular. El modo Limpieza en profundidad de tres minutos ofrece una limpieza excepcional en las zonas difíciles. Es el modo perfecto para los pacientes que necesitan prestar una atención especial a las zonas problemáticas.

## Higienizador por rayos UV



Elimina hasta el 99 % de bacterias y virus\*. Puede estar disponible como accesorio en uno de los SKU de dispensador.

## Quadpacer



El temporizador de intervalos de 30 segundos fomenta el cepillado completo de cada cuadrante de la boca.

## Smarttimer



El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado que recomiendan los profesionales dentales.

# Especificaciones

## Modos

**Limpieza:** Para una limpieza diaria excepcional

**Blanco:** Elimina las manchas superficiales

**Limpieza en profundidad:** Para una limpieza en profundidad vigorizante

**3 intensidades:** Alta, Baja, Media

## Piezas incluidas

**Mangos:** 1 FlexCare Platinum

**Cabezales:** 1 AdaptiveClean, 1 InterCare estándar

**Cargador:** 1

**Estuche de viaje:** 1

## Diseño y acabado

**Color:** Gris platino

## Rendimiento de limpieza

**Velocidad:** Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

**Rendimiento:** Elimina hasta 10 veces más placa\*

**Beneficios para la salud:** Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

**Beneficios del blanqueamiento:** Ayuda a eliminar las manchas de forma natural

**Temporizador:** SmarTimer y Quadpacer

**Sensor de presión:** El mango vibra para avisar al usuario

## Fácil de usar

**Sistema de cabezal de cepillado:** Cabezales de cepillado fáciles de montar

**Tiempo de cepillado:** Hasta 3 semanas\*\*\*

**Indicador de batería:** El indicador muestra el

estado de la batería

**Mango:** Diseño compacto y ergonómico

**Pantalla:** Pantalla iluminada

## Especificaciones técnicas

**Batería:** Recargable

**Tiempo de funcionamiento (duración de la batería):** Hasta 3 semanas \*\*

**Tipo de pila:** Iones de litio

## Potencia

**Voltaje:** 110-220 V

## Servicio

**Garantía:** Garantía limitada de dos años

