

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ヘルシー
ホワイト

HealthyWhite

2つのモード

ブラシヘッド1本付属



HX6713/43



より自然に白い歯へ

自然な白い歯のための歯ブラシ

白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。ヘルシーホワイトは、約1週間で自然な白い歯に導きます。*

優れた洗浄能力

- ・手磨きより多くの歯垢を除去
- ・独自開発・音波水流で歯間の歯垢を除去

お口の健康を推進

- ・自然な白い歯に
- ・歯に自然な白さを

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- ・クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす
- ・クリーンモード：2分間の通常モード
- ・ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能

理想的な歯磨きをサポート

- ・2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- ・一定の間隔でお知らせするカドベータータイマー



asimpleswitch.com


特長

手磨きより多くの歯垢を除去




手磨きより多くの歯垢を除去します

ステインを除去し自然な白い歯へ



フィリップス ソニックケア電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

クリーン＆ホワイトモード




お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします。*

クリーンモード

毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。

イージースタート機能搭載



フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめてから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

音波水流



振動と振幅により音波水流を発生させ、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を除去します。

カドペーサー機能搭載



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。



asimpleswitch.com

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2 排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに

クリーン&ホワイト: クリーン（2 分間） + ホワイト（30 秒間）

内容

ハンドル: ヘルシーホワイト 1 本

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン（レギュラー）1 本

充電器: 1 個

デザインと仕上げ

色: ブルー

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用時間: 約2 週間**

充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン、握りやすいゴム製グリップ

仕様

充電方式: 充電式

電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体2年間保証: ○

