

PHILIPS

sonicare

Насадки для очищения
межзубных промежутков

AirFloss

2 насадки

HX8012/07



AirFloss — эффективная замена зубной нити.

Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха.

Развитие здоровых привычек


- Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

Легко использовать

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно
- Насадка, созданная для удобного очищения труднодоступных участков


Особенности

Простое решение



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха



Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Направляющий наконечник



Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

Узкая, расположенная под углом насадка

Узкая насадка, располагаемая под углом к ручке, для удобного очищения труднодоступных участков

Характеристики

Удобство использования

Система насадок: Легко фиксируются и снимаются

В комплекте

Насадка AirFloss: 2

Качество чистки

Насадки: Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.

