

# PHILIPS

## sonicare

AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

con ProtectiveClean,

Sensore di pressione integrato

1 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX8443/71



## Gengive più sane in 2 settimane\*\*

Progettato per chi non usa il filo interdentale

AirFloss Ultra\*\*\*\* è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con il collutorio o con l'acqua e test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per chi non usa il filo regolarmente.\*\*

### Tecnologia innovativa

- Migliora la salute delle gengive in sole due settimane
- Una passata delicata per una pulizia semplice e ideale
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- I pazienti ottengono il massimo dalla loro testina
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

### Ti aiuta a migliorare la tua igiene orale

- Rimozione della placca fino al 99,9%\*\*\*
- Efficacia clinicamente testata pari al filo interdentale per la salute delle gengive\*\*
- Aiuta a prevenire la carie tra i denti

### Tecnologia superiore

- Tecnologia ad aria e micro-gocce
- Beccuccio ad alte prestazioni
- Impostazioni personalizzabili per un getto fino a tre spruzzi

## In evidenza

### Migliora la salute delle gengive



La testina InterCare è dotata di innumerevoli setole extra lunghe di alta qualità per eliminare la placca che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole due settimane.

### Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

### Promemoria intelligente per la sostituzione della testina



Tutte le testine si usano con il tempo. Ma noi abbiamo la soluzione per questo: la nostra tecnologia di riconoscimento intelligente monitora da quanto tempo e con quale frequenza i pazienti stanno utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento

di sostituirla, una spia sul manico glielo fa sapere. In questo modo, avranno sempre la certezza che la loro testina stia pulendo sempre in modo efficace.

### Pressione eccessiva?



Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.

### Tecnologia Philips Sonicare




La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle spazzole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

### Rimozione della placca fino al 99,9%



AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.\*\*\*

### Tecnologia a micro-gocce



La nostra tecnologia combina aria e micro-gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.

### Aiuta a migliorare le condizioni delle gengive



Philips Sonicare AirFloss Ultra è clinicamente testato per migliorare la salute delle gengive al pari del filo interdentale.\*\* Aiuta a migliorare la salute delle gengive in sole due settimane.

### Aiuta a prevenire la carie



Rimuovendo delicatamente la placca che lo spazzolino non ha eliminato, Philips Sonicare AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di carie negli spazi interdentali.

# Specifiche

## Modalità

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana  
**2 intensità:** Bassa, Alta

## Accessori inclusi

**Manico:** 1 ProtectiveClean  
**Testine:** 1 InterCare standard, 1 W2c Optimal White compact  
**Manico AirFloss Ultra:** 1  
**Beccuccio AirFloss Ultra:** 1  
**Caricabatterie:** 1

## Aspetto e finitura

**Colore:** Bianco con rilievi grigi, Mid-Blue

## Prestazioni di pulizia

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min  
**Prestazioni:** Rimuove fino al 99,9% di placca\*\*  
**Benefici:** Aiuta a ridurre il rischio di carie, Pulizia di tutta la bocca in 60 secondi, Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane  
**Feedback sulla pressione esercitata:**  
 Vibrazione del manico per avvertire l'utente

**Timer:** SmartTimer e Quadpacer

**Risultati dimostrati:** Efficacia pari al filo interdentale, per migliorare la salute delle gengive, per ridurre la placca, per ridurre il sanguinamento delle gengive

**Impostazioni personalizzabili:** Getto automatico o manuale, Frequenza dello spruzzo singola/doppia/tripla\*\*\*

**Per risultati ottimali:** Sostituire il beccuccio ogni 6 mesi

## Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva  
**Promemoria per la sostituzione della testina**  
**BrushSync:** Per sapere sempre quando, sostituire la testina

## Facilità d'uso

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice  
**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si

illumina

**Indicatore di stato della batteria:** La spia della batteria mostra lo stato di carica, I LED sul manico mostrano il livello di ricarica  
**Manico:** Design ergonomico e compatto  
**Tempo di funzionamento:** Fino a 2 settimane  
**Durata della batteria:** 1-3 settimane\*\*\*\*\*  
**Beccuccio:** Aggancio e sgancio semplice

## Specifiche tecniche

**Batteria:** Ricaricabile  
**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio  
**Autonomia (da completamente carica a scarica):** Fino a 2 settimane  
**Tempo di carica:** 24 ore per una ricarica completa

## Assorbimento

**Voltaggio:** Caricatore multitenzione

## Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni



\* o sarai rimborsato

\* se utilizzato in combinazione con uno spazzolino e un collutorio antimicrobico in pazienti con gengivite da lieve a moderata. AirFloss è progettato per aiutare coloro che utilizzano il filo interdentale in modo irregolare ad acquisire una sana abitudine di pulizia quotidiana. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\* In uno studio di laboratorio; i risultati effettivi possono variare.

\*\*\* Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.

\*\*\*\*\* a seconda della frequenza dello spruzzo selezionata