

PHILIPS

sonicare

충전식 음파 칫솔

HealthyWhite

3가지 모드

칫솔모 1개



HX6730/02



더 하얗고, 보다 건강한 치아

모두가 환하고 밝게 빛나는 미소를 좋아합니다. 자연스럽게 하얗게 빛나는 치아를 만드세요. HealthyWhite의 세정 및 미백 모드를 규칙적으로 사용하면 매일 쌓인 얼룩이 2주 내로 제거되는 것으로 입증되었습니다.

구강 건강 개선

- 특허 받은 음파 기술로 자연스러운 치아 미백
- 안전성과 부드러움이 임상적으로 입증되었습니다.

나에게 꼭 맞는 양치 방법을 경험하세요.

- 이지 스타트가 Sonicare에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.
- 세정 및 미백: 입증된 착색 제거 효과
- 일반 세정 모드: 탁월한 세정을 위한 표준 2분 모드
- 민감 세정 모드: 부드럽지만 완벽한 세정

뛰어난 세정력

- 역동적인 세정 작용으로 치아 사이까지 깨끗한 양치
- 어금니를 닦기 위한 각도 조절 칫솔 목

치과 전문의 추천 양치 방법 안내

- 2분 타이머로 권장 양치 시간 준수
- 퀘드페이스 간격 타이머로 꼼꼼한 양치

주요 제품

특히 받은 음파 기술




Sonicare만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

각도 조절 칫솔 목



칫솔 목이 독특한 각도로 고정되어 있어 닿기 힘든 어금니에 있는 플라그까지 쉽게 제거할 수 있습니다.

자연스러운 치아 미백



역동적인 세정 작용과 모든 치아에 직접 닿아 치아의 착색을 제거하여 자연스럽게 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

안전하고 부드러움




Sonicare는 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있습니다), 치아 보존치료(치아수복, 크라운, 라미네이트) 및 치주낭에 사용해도 안전합니다.

스마트 타이머




2분 타이머를 이용하면 양치 시간을 계산하여 2분 경과 후 칫솔이 자동으로 꺼집니다.

쿼드페이서



간격 타이머가 구강 내부를 4등분하여 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 전체적으로 일관적인 양치가 가능합니다.

이지 스타트 프로그램



Sonicare에 익숙해지도록 처음 14회 동안 파워가 서서히 증가합니다.

세정 및 미백 모드




2분의 세정 모드와 눈에 보이는 앞니를 중점적으로 세정할 수 있는 추가 30초의 미백 모드로 구성됩니다. 커피, 차, 담배 및 레드 와인으로 인한 치아의 착색을 제거해 줍니다. 세정 및 미백 모드를 규칙적으로 사용하면 2주 내에 두 단계 미백 효과를 확인할 수 있습니다.

일반 세정 모드

일반 세정 모드: 탁월한 세정을 위한 표준 2분 모드

민감 세정 모드



민감 세정 모드: 민감한 잇몸을 위한 부드러운 세정

사양

세척 성능

성능: Sonicare Essence 및 Sonicare CleanCare 보다 탁월한 플라그 제거 효과

치료 효과: 잇몸 건강 개선

미백 효과: 2주 만에 2단계까지 밝아지는 미백 효과

모드: 3가지 모드: 일반세정, 민감 세정, 마사지 및 미백

칫솔모: 전반적인 세정을 위한 ProResults 일반형 칫솔모 1개

속도: 분당 최고 31,000번의 진동 횟수

타이머: 스마트타이머 및 쿼드페이스

편리한 사용

배터리 표시등: 배터리 충전 시기가 되면 표시등이 깜박거립니다.

칫솔모 시스템: 최적의 위생 관리를 위한 간편한 스냅 형태의 칫솔모

칫솔질 시간: 2분 사용 기준으로 42회 또는 3주 사

용 가능

손잡이: 슬림한 인체공학적 손잡이 디자인으로 손쉽게 칫솔질 가능

구성품

칫솔모 컬러 코드 링 3개: 3 개입

칫솔모 색상 링: 3 종류의 색상 링으로 간편하게 공유 가능

충전기: 다중 전압 충전기 1개

칫솔모 보관 장치가 있는 충전대 1개: 1 개입

충전기 덮개: 칫솔모 꽃이가 있는 충전기 덮개 1개

여행용 충전기 1개: 다중 전압 여행용 소형 충전기

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 완전히 충전된 후 2분간 양치 기준으로 20회 사용 가능

디자인 및 마감

색상: 화이트

반투명 화이트 전면 패널

서비스

보증: 구입 후 2년

소비전력

전압: 다중 전압 충전기

기능

ProResults 칫솔모

쿼드페이스: 구강 내부를 4개의 구간으로 나누어 각 구간별 섬세한 칫솔질 촉진

스마트 타이머: 권장 양치 시간 준수를 위한 2분 타이머

