

PHILIPS

sonicare

Niewielkie główki
szczoteczki sonicznej

e-Series

2 sztuki w opakowaniu

HX7012/05



Czyszczenie klasyczne

Główka elektrycznej szczoteczki Sonicare

Główki elektrycznej szczoteczki Sonicare e-Series zostały odpowiednio wyprofilowane, aby umożliwić łatwiejsze dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej, co zapewnia dokładne codzienne czyszczenie zębów oraz masaż i stymulację dziąseł.

Łatwe manewrowanie pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc

- Jedyna w swoim rodzaju wygięta szyjka pomaga dotrzeć do tylnych zębów

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność


- Włoski sygnalizujące zużycie zapewniają skuteczne czyszczenie

Główka szczoteczki pasująca do wielu rodzajów rączek

- Wkręcana główka szczoteczki do oryginalnych uchwytów Sonicare


Zalety

Wkręcana główka szczoteczki



Wkręcana główka szczoteczki pasująca do oryginalnych uchwytów Sonicare

Włoski sygnalizujące zużycie



Włoski te sygnalizują konieczność wymiany szczoteczki. Po trzech miesiącach normalnego używania na włoskach pojawiają się ślady

zużycia, co oznacza, że główka szczoteczki jest coraz mniej skuteczna. Główkę należy wymieniać co 3 miesiące.

Jedyna w swoim rodzaju wygięta szyjka



Smukła, wygięta szyjka umożliwia łatwe manewrowanie główką szczoteczki, ułatwiając usuwanie kamienia nazębnego, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Dane techniczne

Łatwa obsługa

Pasujące modele: Elite, Essence, CleanCare, Xtreme, Advance

Specyfikacja techniczna

Czas działania: Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące

Wymiana: Kiedy trzeba dokonać wymiany, włoski sygnalizujące zużycie blakną.

Waga i wymiary

Wymiary opakowania główki szczoteczki: 21,6 (wys.) x 9,0 (szer.) x 4,1 (głęb.) cm

Waga opakowania główki szczoteczki: 0,096 kg

