

# PHILIPS

## sonicare

치간세정기 - 충전식

AirFloss

노즐 4개

핸들 2개



HX8254/31



### 치간 세정을 하지 않으세요? 그렇다면 에어플로스로 규칙적인 치간 세정을 시작해보세요.

### 칫솔이 닿지 않는 깊숙한 곳의 플라그를 한번에 제거

치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 소닉케어 에어플로스는 건강한 치간 세정 습관을 배양할 수 있는 쉽고 간편한 방법입니다. 에어플로스는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 소닉케어만의 미세분사기술로 칫솔이 닿기 어려운 곳의 플라그를 제거하는데 도움이 됩니다.

#### 30초 안에 이루어지는 구강케어

- 단 30초 만에 구강 전체 세정
- 원하는 위치에 대고, 누르고, 세정하세요!

#### 건강한 구강 관리 습관 형성에 도움이 됩니다.

- 효율적인 치간 세정을 위한 간편한 방법

#### 구강 건강 개선

- 우수한 치간 플라그 제거 효과
- 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 치간 충치 예방 효과

#### 편리한 사용

- 공기와 물방울의 미세분사 기술
- 편안한 그립감을 위한 인체공학적 핸들
- 가이드스 팁은 치간에 정확하게 위치를 잡을 수 있도록 도와줍니다.

# 주요 제품

## 공기와 물방울의 미세분사 기술



공기와 물방울의 미세분사 기술

## 쉽고 간편한 세정



치간 세정은 구강 건강 관리에 있어 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간세정 습관을 기를 수 있습니다. 불규칙적으로 치실을 사용하던 사용자 중 96%가 에어플로스 3개월 사용 후 일주일에 4일 이상 에어플로스를 지속적으로 사용했습니다.


## 30초 세정



에어플로스를 사용하면 단 30초 만에 구강 전체를 세정할 수 있습니다. 작동버튼을 누르면 공기와 물 또는 구강세정액이 1회 분사됩니다. 노즐을 옆으로 이동하여 이 기능을 반복합니다. 새롭게 선보이는

자동 분사 기능을 사용하려면 동작버튼을 누른 상태에서 치아 사이로 가이드스 팁을 이동합니다. 그러면 1초마다 자동으로 분사됩니다.

## 잇몸 건강 개선



소닉케어 에어플로스는 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 보여 그 성능을 임상적으로 입증하였습니다.

## 채우기 쉬운 급수통



상쾌한 세정을 위해 핸들의 급수통에 구강 세정액 또는 물을 채운 후 원하는 위치에 대고 누릅니다. 급수통을 가득 채우시면, 최대 2회 사용하실 수 있습니다.

## 가이드스 팁




슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐과 가이드스 팁은 에어플로스가 정확한 위치에 놓여 치간세정을 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다.

니다. 가이드스 팁을 치아 사이에 안착했다고 느낄 때까지 잇몸선을 따라 부드럽게 밀어 자리를 잡아주세요.

## 인체공학적 핸들

에어플로스의 인체공학적 핸들과 미끄럼방지 손잡이는 치아 틈새의 플라그 및 음식 잔여물을 쉽게 제거할 수 있도록 고안되었습니다.

## 우수한 치간 플라그 제거 효과



우수한 치간 플라그 제거 효과

## 충치 예방 효과



소닉케어 에어플로스는 양치시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.

# 사양

## 편리한 사용

손잡이: 슬림한 인체공학적 디자인

배터리 표시등: 충전 표시등이 노란색으로 깜빡이면 배터리가 부족한 것이므로 재충전해 주세요.

배터리 수명: 완전히 충전하면 최대 3주까지 사용 가능

노즐 시스템: 간편한 탈부착

## 기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간: 노즐은 6개월마다 교체

배터리 유형: 리튬 이온

충전 시간: 완전 충전 시 24시간 소요

## 소비전력

전압: 다중 전압 충전기

## 서비스

보증: 구입 후 2년

## 구성품

에어플로스 핸들: 2

에어플로스 노즐: 4

충전기: 다중 전압 충전기 2개

## 세정 성능

성능: 5배 더 우수한 플라그 제거\*

치아 건강 관리 효과: 2주 만에 잇몸 건강 개선

자동 분사 기능: 30초 내 구강 전체 세정

노즐: 최상의 효과를 위해 6개월마다 교체 권장

## 디자인 및 마감

색상: 핑크, 화이트 및 투명 그린

노즐 색상: 핑크 팁의 핑크, 화이트 팁의 핑크, 블루 팁의 그린, 옐로우 팁의 그린

