

# PHILIPS

## sonicare

Interdental –  
munnstykker

AirFloss

med to munnstykker

HX8012/33



Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke  
AirFloss.

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Skift ut munnstykket hver 6. måned for effektiv rengjøring mellom tennene. Med Sonicare AirFloss fjerner du opptil fem ganger mer plakk mellom tennene enn manuell pussing alene.

#### Lett å bruke


- Munnstykket er utformet for å gi enkel tilgang til steder der det er vanskelig å komme til
- Teknologi som rengjør med ett trykk
- Ledetupp sikrer riktig plassering

#### Hjelper deg med å skape gode vaner

- En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

# Høydepunkter

## Teknologi med luft og små dråper



AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllvann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.

## Ledetupp




Det slanke, vinklede munnstykket og ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig plassering. Bare før den langs tannoverflaten i nærheten av tannkjøtttranden til tuppen setter seg i sporet mellom tennene.

## Tynt, vinklet munnstykke

Slankt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

## En enkel måte å komme i gang på



Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.

# Spesifikasjoner

## Enkel i bruk

**Munnstykkesystem:** Klikkes enkelt av og på

## Deler som medfølger

AirFloss-munnstykke: 2

## Rengjøring

**Munnstykkefarge:** Best resultat fås ved å bytte etter 6 md

## Design og utseende

**Munnstykkefarge:** Rosa med rosa tupp, Rosa med hvit tupp

