

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra –
fogköztisztító

2 fej



HX8432/03



Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra**** biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájjvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**

Javítja a száj higiéniáját

- Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***
- Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges fogínyért**
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Felülmúlhatatlan technológia

- Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
- Nagy teljesítményű fej
- Háromszoros fújás testre szabható beállításai

A fogak közötti hatékony tisztítás legegyszerűbb módja

- A szájüreg frissessége és tisztasága magabiztosságot nyújt egész nap
- Mindössze 60 másodpercet vesz igénybe: irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!
- Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja


Fénypontok

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás




Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.***

Mikrocsepp-technológia




A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé teszi, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.

Egészséges rutin kialakítása egyszerűen



A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss Ultra segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti rések mélyét, ami elősegíti az egészséges rutin kialakítását.

Egészségesebb fogíny




A Philips Sonicare AirFloss Ultra fej klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos mértékben segít megőrizni a fogíny egészségét.** Már két hét alatt segít megőrizni a fogíny egészségét.

Mindössze 60 másodperc alatt elvégzi a tisztítást



Az AirFloss Ultra segítségével a teljes szájüreg megtisztítása naponta kevesebb mint 60 másodpercet vesz igénybe. Csupán ki kell választania a fújás gyakoriságát (egyszeres, kétszeres vagy háromszoros), és nyomva kell tartania a bekapcsológombot a folyamatos automatikus fújásokhoz, vagy lenyomni és felengedni a manuális fújás üzemmódhoz.

Frissesség és tisztaság a szájöblítőnek köszönhetően




Töltse fel szájöblítővel vagy vízzel a markolaton lévő tartályt, majd irányítsa a megfelelő helyre, és nyomja meg. A tökéletes frissesség és az antimikrobiális hatás előnyei érdekében használja szájöblítővel.

Segíti a fogszuvasodás megelőzését



A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Philips Sonicare AirFloss Ultra segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

Nagy teljesítményű fej



Az új AirFloss Ultra nagy teljesítményű fej fokozza a levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiánk hatékonyságát, így az minden eddiginél hatékonyabb.

Háromszoros fújás testreszabása



A nagy teljesítményű AirFloss Ultra fúvófej a bekapcsológomb többszöri megnyomásával az Ön tetszése szerint beállítható egyszeres, kétszeres vagy háromszoros fújásra.

Műszaki adatok

Tartozékok

AirFloss Ultra markolat: 1

AirFloss Ultra fej: 2

Töltő: 1

Fűvőfejtartó: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fekete

Fogmosási teljesítmény

Klinikailag bizonyított eredmények: Éppolyan hatékony, mint a fogselyem, a fogíny egészségének megőrzéséért, a fogínyvérzés csökkentéséért, a lepedék csökkentéséért
Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja**

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb íny már 2 hét alatt*, A teljes szájüreg megtisztítása 60 másodperc alatt

Testre szabható beállítások: Automatikus fújás vagy kézi fújás,

Egyszeres/kétszeres/háromszoros fújás***

A legjobb eredményekért: 6 havonta cserélje a fűvőfejet

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A markolat LED-fényei jelzik a töltöttségi szintet

Akkumulátor élettartam: 1-3 hét*****

Fűvőcső: Könnyű felhelyezés

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Energiaellátás

Feszültség: Többfeszültségű töltő

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia



** ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.
*** A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.
* vagy visszakapja a pénzét
***** a használt fújási beállítástól függően
**** Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.