

PHILIPS

sonicare

z dyszami

AirFloss

W zestawie 2 dysze

HX8012/07



Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Urządzenie AirFloss to łatwy sposób na rozpoczęcie czyszczenia przestrzeni między zębami dla osób, które nie używają systematycznie nici dentystycznych. Urządzenia AirFloss można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Jest ono wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki, która pomaga usunąć płytkę nazębną w trudno dostępnych miejscach.

Pomaga w budowaniu zdrowych nawyków


- Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

Wygodne użytkowanie

- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie
- Dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych miejsc


Zalety

Łatwy początek



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nierregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki



Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Końcówka z naprowadzaniem



Wąska końcówka z naprowadzeniem ułatwiają określenie prawidłowego ustawienia. Wystarczy przesunąć nią wzdłuż powierzchni zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka znajdzie się w rowku między zębami.

Wąska, zakrzywiona dysza

Wąska, zakrzywiona dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych miejsc

Dane techniczne

Łatwość użytkowania

Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Elementy zestawu

Końcówka AirFloss: 2

Skuteczność czyszczenia

Końcówki: Dla najlepszych rezultatów wymieniaj końcówkę co 6 miesięcy

