

# PHILIPS

## sonicare

AirFloss Ultra – пробен продукт

1 накрайник



HX8341/01



## Тройно впръскване за по-здрави венци

Ефикасност и постоянство за тези, които не са постоянни в почистването с конец

Клинично доказано е, че Philips Sonicare AirFloss Ultra\*\*\*\* е ефективна като конец в подобряването на здравето на венците.\* Всъщност до 97% от потребителите, които не са постоянни в почистването с конец, но са изпробвали AirFloss Ultra, са имали подобрене в здравословното състояние на венците.\*

### Подобрява оралното здраве на пациентите

- Премахване на до 99,9% плака\*\*\*
- Клинично доказано също толкова ефективен за здравето на венците, колкото и конецът за зъби\*\*
- Подпомага предотвратяването на кариеси между зъбите

### Висококачествена технология

- Технология с въздух и микроскопични водни капки
- Високоэффективен накрайник
- Настройка за тройно впръскване

### Най-лесният начин за ефективно почистване между зъбите

- Лесен начин за почистване на пространството между зъбите
- Отнема само 60 секунди: насочете, натиснете, почистете!
- Свежест и чистота с вода за уста


## Акценти

### Премахване на до 99,9% плака




AirFloss Ultra премахва до 99,9% от плаката в третираните области.\*\*\*

### Технология с микрокапки




Клинично доказаните ни резултати са възможни благодарение на уникалната ни технология, която комбинира въздух и вода за уста или вода за мощно, но нежно почистване между зъбите и по линията на венца.

### Лесен начин за стартиране



Интерденталното почистване е много важно за цялостното здраве на устната кухина. AirFloss е лесен начин за почистване по-дълбоко между зъбите, като помага за формирането на здравословен навик. След три месеца използване на AirFloss, 96% от хората, които почистват непостоянно зъбите си със конец продължават да използват AirFloss четири или повече дни на седмица.

### По-добро здраве на венците



Накрайникът Philips Sonicare AirFloss Ultra клинично доказано подобрява здравето на венците също толкова, колкото и конецът.\*\* Помага за подобряването на здравето на венците само за две седмици.

### Почиства само за 60 секунди



С AirFloss Ultra пациентите могат да почистят цялата си уста за по-малко от 60 секунди на ден. Пациентите просто трябва да изберат желаната честота на впръсквания (единична, двойна или тройна) и да задържат бутона за активиране за автоматични впръсквания или да натиснат и освободят за ръчен режим на впръскване.

### Свежест и чистота с вода за уста




Пациентите могат да използват с вода за уста за най-свежо изживяване и антиминобно третиране.

### Подпомага предотвратяването на кариеси между



Чрез леко изпръскване на плаката, която миенето с четка пропуска, Philips Sonicare AirFloss Ultra помага за предотвратяването на формирането на кариеси в пространствата между зъбите на пациентите.

### Високоэффективен накрайник



Новият високоэффективен накрайник AirFloss Ultra увеличава силата на технологията ни с въздух и микрокапки за по-голяма ефективност и ефикасност от всякога.

### Програма за тройно впръскване



Мощната струя на AirFloss Ultra може да се персонализира според предпочитанията на пациента с единично, двойно или тройно впръскване за всяко натискане на бутона за активация.

# Спецификации

## Включени в комплекта

Дръжка AirFloss Ultra: 1

Накрайник AirFloss Ultra: 1

Зарядно устройство: 1

## Дизайн и покритие

Цвят: Сиво

## Работни показатели при почистване

**Клинично доказани резултати:** Ефективен като конец, за подобряване на здравето на венците, за намаляване на кръвенето на венците, за намаляване на плаката

**Представяне:** Премахва до 99,9% плака\*\*

**Лечебен ефект:** Почиства цялата уста за 60 сек.

Подобрява здравето на венците за 2 седмици\*

**Персонализирани настройки:** Автоматично впръскване или ръчно впръскване, Единично/двойно/тройно впръскване\*\*\*

**За най-добри резултати:** Сменяйте накрайника на всеки 6 месеца

## Лесна употреба

**Дръжка:** Тънък и ергономичен дизайн

**Индикатор за батерията:** LED индикаторите на дръжката показват нивото на заряда

**Живот на батерията:** 1 – 3 седмици\*\*\*\*\*

**Накрайник:** Лесно поставяне и сваляне

## Технически данни

**Батерия:** Акумулаторна

**Тип батерия:** Литиево-йонна

**Време на зареждане:** 24 часа за пълно зареждане

## Захранване

**Напрежение:** Мултистандартно зарядно устройство

## Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция



\* При използване заедно с ръчна четка за зъби и антимикробна вода за уста при пациенти с лек до умерен гингивит. AirFloss е проектирана да помага на лицата, които не почистват редовно с конец, да развият здравословни навици за ежедневно почистване на междузъбните пространства. За повече информация посетете [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\* \*\* \* AirFloss Ultra и Pro са един и същ продукт, но е възможно да са с различно име в зависимост от държавата и канала.

\*\* \*\* \* \* в зависимост от използваната настройка за впръскване