

PHILIPS

sonicare

Interdental -
genopladelig

AirFloss

med 1 mundstykke



HX8211/02



Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

Rent mellem tænderne på 30 sekunder. Test i 60 dage!

Hvis du ikke bruger tandtråd som en fast del af din mundplejerutine, får du ikke fat i de bakterier, der kan sætte sig mellem tænderne. Med Philips Sonicare AirFloss opnår du en grundig rengøring hver dag, der gør det nemmere at bruge tandtråd. Enkelt: Bare peg og tryk. AirFloss fer op til 5 gange så meget plak mellem tænderne som en manuel tandbørste. Prøv 60 dage!

Ren mund på 30 sekunder

- Renser hele munden på kun 30 sekunder
- Peg. Tryk. Rengør!

Hjælper med at udvikle en sund vane

- En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

Forbedrer mundhygiejnen

- Fjerner mere plak mellem tænderne
- Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på kun to uger
- Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne

Nem at anvende

- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Behageligt ergonomisk håndgreb
- Styrespidsen sikrer en korrekt placering


Vigtigste nyheder

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber



Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber

En nem måde at starte på



Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.


Ren mund på 30 sekunder



Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at rense hele munden. Du skal blot trykke på knappen én gang for at få et enkelt skyl, flytte den og så trykke igen. For at bruge den nye

autoskyl-funktion skal du holde knappen nede og bevæge styrespidsen fra mellemrum til mellemrum. Den skyller automatisk hvert sekund.

Sundere tandkød



Det er klinisk bevist, at Sonicare AirFloss forbedrer tandkødets sundhed på kun to uger.

Letopfyldelig beholder



Fyld beholderen på håndgrebet med enten mundskyl eller vand for at opnå en forfriskende skylning, peg og tryk. Beholderen indeholder tilstrækkelig væske til to skylninger.


Styrespids



Det smalle vinklede mundstykke og styrespidsen gør det nemt at finde den korrekte placering. Du skal blot glide langs


tandoverfladen nær ved tandkødsranden, indtil spidsen passer ind i mellemrummet mellem tænderne.

Hjælper med at forebygge huller



Ved forsigtigt at skylle det plak væk, som ikke blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper Sonicare AirFloss med at forebygge, at der dannes huller i tandmellemrummene.

Fjerner mere plak mellem tænderne



Fjerner mere plak mellem tænderne

Ergonomisk håndtag

AirFloss er designet til at være nem at manøvrere på trange steder og har et behageligt ergonomisk håndtag og et skridsikkert greb.

Specifikationer

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Blink angiver lavt batteri

Batterilevetid: Op til 3 uger, når batteriet er fuldt opladet

Dysetilbehør: Klikkes nemt af og på

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Driftstid: Udskift mundstykket hver 6. måned

Batteritype: Litiumion

Opladningstid: Fuld opladning på 24 timer

Strøm

Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Medfølgende dele

AirFloss-håndgreb: 1

AirFloss-mundstykke: 1

Oplader: 1 oplader til flere forskellige spændinger

Holder til mundstykke: 1

Rensydelse

Performance: Fjerner op til 5 x mere plak*

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere tandkød på blot to uger

Automatisk skyllefunktion: Renser hele munden på 30 sek.

Mundstykker: For at opnå det bedste resultat bør man skifte hver 6. måned

Designspecifikationer

Farve(r): Hvid med grønne detaljer

