

PHILIPS

sonicare

Nastavek za medzobno
čiščenje AirFloss Pro/Ultra

Z 1 nastavkom



HX8331/02



Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno

Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavkom AirFloss Pro/Ultra**** preprosto in učinkovito očistite predele med zobmi. AirFloss Pro/Ultra lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo in na zdravje dlesni klinično dokazano učinkuje enako dobro kot zobna nitka.**

Izboljša zdravje ust

- Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***
- Klinično dokazano enako učinkovito pri ohranjanju zdravih dlesni kot nitkanje
- Pomaga preprečevati karies med zobmi

Vrhunska tehnologija

- Tehnologija zraka in mikrokapljic
- Visokozmogljiv nastavek
- Nastavitev števila curkov

Najenostavnejše učinkovito čiščenje predelov med zobmi

- Enostaven način razvijanja zdrave navade
- Traja le 60 sekund: nastavite, pritisnete in čistite!
- Celodnevna samozavest zaradi sveže in čiste ustne votline


Značilnosti

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog




AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.***

Tehnologija mikrokapljič



Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združevanjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.

Razvijte zdravo navado na preprost način



Čiščenje interproximalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss Pro/Ultra omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade.

Bolj zdrave dlesni




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinično dokazano v enaki meri izboljšuje zdrave dlesni kot nitkanje.** Zdrave dlesni izboljša že v dveh tednih.

Očisti v 60 sekundah



Z AirFloss Pro/Ultra boste za čiščenje celotne ustne votline porabili manj kot 60 sekund na dan. Enostavno nastavite število curkov (en, dva ali trije) in pridržite aktivacijski gumb, če želite nenehno samodejno brizganje curkov, ali pritisčajte in spuščajte gumb za ročno brizganje.

Pomaga preprečevati karies



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem ni mogoče odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Visokozmogljiv nastavek



Nov visokozmogljiv nastavek AirFloss Pro/Ultra poveča učinkovitost naše tehnologije zraka in mikrokapljič, da je čiščenje učinkovitejše kot kadarkoli prej.

Število curkov



Delovanje AirFloss Pro/Ultra lahko prilagodite svojim željam tako, da nastavite, da pritisk aktivacijskega gumba povzroči en, dva ali tri curke.

Sveže in čisto z uporabo ustne vode



Prostor za tekočino na ročaju napolnite z ustno ali navadno vodo, nastavite in pritisnite. Za najboljšo svežino in protimikrobno delovanje uporabite ustno vodo.

Specifikacije

Priloženi predmeti

Ročaj AirFloss Pro/Ultra: 1
Nastavek AirFloss Pro/Ultra: 1
Polnilnik: 1

Učinkovitost čiščenja

Klinično dokazani rezultati: Enako učinkovito kot nitkanje pri., izboljšanju zdravja dlesni,, zmanjševanju krvavenja iz dlesni in, odstranjevanju zobnih oblog.

Zmogljivost: Odstrani do 99,9 % zobnih oblog**

Pozitivni vplivi na zdravje: Celotna usta očisti v 60 sekundah, V 2 tednih izboljša zdravje

dlesni

Nastavljivo: Samodejno ali ročno brizganje curkov, En dva ali trije curki naenkrat***

Za najboljše rezultate: Nastavek zamenjajte vsakih 6 mesecev

Enostavna uporaba

Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova

Indikator baterije: Lučke LED na ročaju prikazujejo nivo baterije

Čas delovanja baterije: 1–3 tedne*****

Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas polnjenja: 24 ur za polno napolnjenost

Napajanje

Napetost: Večnapetostni polnilnik

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Zasnova in izdelava

Barva: Bela z odtenki rožnate



* * Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".

* * * Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo

* * * * AirFloss Ultra in Pro sta enaka izdelka, ki pa sta lahko različno poimenovana glede na državo in kanal.

* * * * * Odvisno od uporabljene nastavitve curka