

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents sonique  
électrique avec application

DiamondClean Smart

Tuteur personnalisé

Capteurs intel. de tête de  
brosse

Recon. intelligente de tête de  
brosse

5 modes, 3 niveaux d'intensité



HX9985/01



## Notre meilleure brosse à ce jour, pour des soins buccaux complets

Soyez rassurés par un brossage à 100 %

La brosse DiamondClean Smart est notre meilleure brosse, pour des soins complets\*\*\*\*. Les têtes de brosse haute performance ne négligent aucun aspect de la santé buccodentaire des patients, et notre technologie de capteur intelligent agit comme tuteur personnalisé.

### Des résultats supérieurs pour les soins buccaux des patients

- Élimine 10 fois plus de plaque\* pour un nettoyage en profondeur
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines\*
- Élimine jusqu'à 5 fois plus de taches\* en seulement 3 jours
- Favorise une haleine fraîche de longue durée

### Données personnalisées grâce au capteur intelligent

- Suivez et améliorez la couverture de vos patients
- Aide les patients à mieux prendre soin de zones problématiques
- Avertit le patient lorsqu'il brosse trop vigoureusement
- Guide les patients pour réduire le frottement
- Une seconde chance pour nettoyer des zones négligées

### Expérience de brossage intuitive

- Les têtes de brosse se synchronisent sur le mode optimal pour des résultats parfaits
- Aidez les patients à tirer le meilleur parti de la tête de brossage
- Offre 5 modes, 3 réglages d'intensité

# Caractéristiques

## Dites adieu à la plaque



La tête de brosse c3 Premium Plaque Control offre le nettoyage le plus profond. Grâce aux côtés flexibles, les poils épousent les courbes de chaque dent pour assurer une surface de contact 4 fois plus grande et éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dans les endroits difficiles à atteindre\*.

## Prenez soin de vos gencives



Enclenchez la tête de brosse Premium Gum Care G3 pour améliorer les soins de vos gencives. Sa taille réduite et les poils destinés aux gencives assurent un nettoyage délicat, mais efficace le long de vos gencives, là où commencent les problèmes gingivaux. Il a été prouvé en clinique qu'elle permettait de réduire jusqu'à 100 % l'inflammation des gencives\* et d'améliorer jusqu'à 7 fois la santé des gencives en seulement deux semaines\*.

## W3 Tête de brosse Premium White




Premium White W3 est notre meilleure tête de brosse antitache. Éprouvés en clinique, ses poils denses regroupés au centre éliminent 5 fois plus de taches\* en seulement trois jours.

## Brosse de langue TongueCare+



Avec 240 micropoils de thermoplastique, le brosse-langue TongueCare+ est spécialement conçu pour nettoyer la surface douce et poreuse de la langue. Les micropoils flexibles se glissent entre les pores et les plis de la langue pour nettoyer et éliminer l'accumulation de bactéries, permettant au vaporisateur pour la langue BreathRx d'aller plus en profondeur pour tuer les bactéries. Sa forme compacte permet le nettoyage complet de la langue du patient en tout confort.


## Zones d'intérêt et définition d'objectif



Si vous constatez que des zones spécifiques dans la bouche du patient ont besoin de plus d'attention en raison d'accumulation de

plaque, de récession gingivale ou de tout autre problème, DiamondClean Smart peut aider le patient à prendre soin de ces problèmes. Les patients peuvent souligner ces zones dans la représentation en 3D de leur bouche dans l'application Philips Sonicare, et ils recevront des rappels pour accorder une attention supplémentaire à ces zones lors de chaque brossage. L'application Philips Sonicare conserve un historique de leurs données de brossage, afin qu'ils puissent facilement évaluer l'efficacité du brossage, suivre leur progression et améliorer leurs soins buccaux quotidiens.

## Capteur de zone



Le capteur de zone de DiamondClean indique l'endroit où les patients ne se brossent pas suffisamment les dents pour une meilleure couverture. Si les patients manquent invariablement certaines zones lors du brossage, le capteur de zone le leur indiquera.

## Capteur de frottement



Avec une brosse à dents électrique, les patients devraient laisser la brosse faire le travail, plutôt que d'utiliser un mouvement de frottement. DiamondClean Smart est munie d'un capteur de frottement qui guide de façon à réduire le frottement pour une technique optimisée et un nettoyage en douceur.

# Spécifications

## Modes

**Nettoyage:** Nettoyage exceptionnel tous les jours

**White+:** Pour éliminer les taches

**Deep Clean+:** Pour un nettoyage en profondeur revigorant

**Gum Health:** Une attention particulière aux molaires

**TongueCare+:** Pour une haleine fraîche de longue durée

**3 niveaux d'intensité:** Élevé, Moyen, Faible

## Articles inclus

**Manche:** 1 DiamondClean Smart

**Têtes de brosse:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 brosse de langue TongueCare+

**Verre chargeur:** 1

**Étui de transport:** Étui chargeur USB de voyage

## Couplage en mode BrushSync

**C3 Premium Plaque Control:** Couplage avec le mode de nettoyage

**G3 Tête de brosse Premium Gum Care:** Couplage avec le mode santé des gencives

**W3 Tête de brosse Premium White:** Couplage avec le mode blanc+

**Brosse de langue TongueCare+:** Possibilité de mode TongueCare

## Connectivité

**Technologie Bluetooth® sans fil:** App brossage connectée

## Compatibilité

**Compatibilité avec Android:** Téléphones Android, Tablettes prenant en charge le Bluetooth 4.0

**Compatibilité avec iOS:** iPad 3e génération ou version supérieure, iPhone 4S ou version supérieure, avec iOS7 ou supérieur

## Design et finition

**Couleur:** Blanc

## Performance de nettoyage

**Vitesse:** Jusqu'à 62000 mouvements de brosse par minute

**Performance:** Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque\*

**Avantages pour la santé:** Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines\*\*\*\*

**Avantages du blanchiment:** Jusqu'à 100 % de taches en moins\*\*\*\*\*

**Retour de pression:** L'anneau s'allume en violet, Le manche vibre pour avertir l'utilisateur

**TouchUp:** Pour 100 % de couverture

**Minuterie:** BrushPacer et SmarTimer

## Technologie de capteur intelligent

**Capteur de pression:** Alerte lors d'un brossage trop fort

**Capteur de zone:** Suit et améliore la couverture

**Capteur de frottement:** Guides pour réduire le

frottement

**Carte 3D de la bouche:** Met en évidence les zones de problèmes

**TouchUp:** Pour indiquer les endroits oubliés

## Facilité d'utilisation

**Compatibilité avec la poignée:** Têtes de brosse faciles à fixer

**Reconnaissance de la tête de brosse:** Se synchronise en mode optimal

**Rappel de remplacement:** Pour toujours assurer un résultat optimal, l'icône de rappel s'allume

**Témoin de batterie:** Icône lumineuse indiquant le niveau de la batterie

**Manche:** Conception ergonomique ultramince

**Écran:** Affichage illuminé

## Fiche technique

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium-ion

**Durée de fonctionnement (complète):** 14 jours\*\*\*\*\*

## Alimentation

**Tension:** 110 - 220 V

## Service

**Garantie:** Garantie limitée de 2 ans

## Ingrédients

**Dentifrice blanchissant:** 0,243 % de fluorure de sodium, Zytex



\* qu'une brosse à dents manuelle

\*\* par rapport à une brosse à dents manuelle avec un dentifrice pour dents blanches principal du marché

\*\* par rapport à DiamondClean

\*\*\*\* en mode Santé des gencives par rapport à une brosse à dents manuelle après 2 semaines

\*\*\*\*\* au bout de 3 jours d'utilisation en mode blanc+ par rapport à une brosse à dents manuelle

\*\*\*\*\* calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode standard

\*\*\*\*\* Recommandé avec nettoyage interdentaire