

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

e-Series

Pacco da 2

Misura standard

Avvitabile

HX7022/07



Potenza e pulizia di sempre.

Un nuovo inizio per un'igiene orale superiore

I prodotti Philips Sonicare E-Series sono adatti per coloro che vogliono rimuovere efficacemente la placca ogni giorno.

Design per prestazioni ottimali

- La nostra testina classica
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace

Migliore igiene orale dimostrata

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina adatta a impugnature diverse

- Design avvitabile per modelli Essence, Elite, Xtreme, Advance

In evidenza

La nostra testina classica



Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è caratterizzata da un profilo sagomato per adattarsi alla forma naturale dei denti e offrire una pulizia profonda.

Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina avvitabile



Le testine Philips Sonicare E-Series si avvitano e svitano dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu, ti indicano quando è arrivato il momento della sostituzione poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 e-Series standard

Compatibilità

Sistema con testine: Avvitabile

Adatto per questi modelli: Essence+

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

