

PHILIPS

sonicare

ソニックケアキッズ

For Kids

Bluetooth® 搭載

無料の歯磨きアプリ

ブラシヘッド1本付属

2つのモード

HX6326/03



楽しみながら身につける、上手な歯磨き
アプリで遊びながら正しい歯磨き習慣を、楽しく身につけることが
できます。

楽しいアプリで遊びながら、一生続く健康的な歯磨き習慣を楽しく身に付けることが
できます。20か国以上の言語設定ができ、英語モードにすれば英語の学習にもなります。

インタラクティブな楽しさとフィリップス ソニックケアテクノロジー

- お子様楽しく歯磨きできる無料の歯磨きアプリ
- 98%の保護者の方が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答*
- 正しく歯磨きできるとご褒美をもらえます
- アプリを使用していないときでもブラッシング時間を記録可能

健康的な習慣を身に付けられるよう設計

- 正しい歯磨き習慣のためのキッズタイマーとキッズペーサー
- 楽しいデザインの8種類のステッカーでカスタマイズ

優れた洗浄性能で、輝く笑顔をサポート

- 音波水流でやさしくしっかり歯垢を除去
- ソニックケアキッズ専用ブラシヘッド


特長

お子様が楽しく歯磨きできる無料の歯磨きアプリ



ソニックアーキッズアプリでお口のケアについて楽しく学ぶことができます。毎回の歯磨きの前には、スパークリーが上手なブラッシングのコツを指導します。歯磨き中はわかりやすいガイドでどこを磨くか説明し、アプリのカレンダーがこれまでの歯磨きを記録します。保護者の方はお子様の毎日の歯磨き状況を確認できます。20か国以上の言語対応で、英語モードにすれば英語の学習にも。知育教材としてもご活用いただけます。

98%の保護者の方が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答*



ソニックアーキッズハンドルとアプリをお使いいただくことで、お子様は1人で上手に歯磨きする方法を学ぶことができます。アプリはお子様のソニックアーキッズハンドルとBluetoothを使って同期し、毎日の歯磨きを記録します。調査に参加された保護者の98%が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答しています*。お子様は一生続く健康的な歯磨き習慣を身につけることができます。* ブラシのみ使用時と比べて / 2015年フィリップス調べ

正しく歯磨きできるとご褒美をもらえます



アプリをお使いいただくことで、お子様は全く新しい歯磨き体験を通じて歯磨きを楽しく学ぶことができます。アプリのキャラクターは、歯磨きが

大好きなスパークリーです。お子様はスパークリーの歯を磨いてあげることでアプリからより上手な歯みがきの方法を教わります。歯磨きが上手にできると、スパークリーは喜んで、お子様はごほうびをもらえます。スパークリーに健康的なおやつをあげたり、スプレーや小物でスパークリーにおしゃれをさせたりすることができます。また、保護者の方は、保護者向け画面から現実のごほうびを追加で設定することができ、お子様のモチベーションを更にあげることができます。

アプリを使用していないときでもブラッシング時間を記録可能



Bluetooth®対応のソニックアーキッズハンドルをアプリと接続してお使いいただくと、アプリはリアルタイムでお子様の歯磨きを記録します。内蔵のメモリによって、ハンドルはアプリと接続していない時でも最大14回分の歯磨きの記録を保存することができます。次にハンドルとアプリを同時にお使いいただいたときに、保存された記録がアプリのカレンダーに同期され、保護者の方はお子様の歯磨きの進捗状況を確認することができます。

正しい歯磨き習慣のためのキッズタイマーとキッズペーサー



ソニックアーキッズハンドルはアプリと接続し、お子様が2分間の歯磨き習慣を自然に身につけられるようにサポートします。アプリをお使いいただくことで、お子様はアプリのガイドをまねて、お口の中のそれぞれの部位をしっかりと磨くことができます。アプリは、お子様がそれぞれの部位をより長く歯磨きできるようにサポートしていきます。お子様がしっかりと歯を磨けると、スパークリーの歯もきれいになり、お子様はアプリでごほう

びをもらえます。楽しいトレーニングを通じて、お子様は正しい歯みがき習慣を身につけることができます。

音波水流でやさしくしっかり歯垢を除去



お子様が正しい使い方と歯磨き習慣を身につければ、あとはソニックアーキッズハンドルがサポートします。ソニックアーキッズハンドルは、毎秒500回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した「音波水流」を口腔内に発生させ、手磨きよりも最大で75%*多くの歯垢を取り除くことができます。*Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, Strate J. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1

楽しいデザインの8種類のステッカーでカスタマイズ



楽しいハンドルステッカーを歯ブラシに貼ってカスタマイズできます。付属の8種類の貼り換え可能なステッカーで、お子様は歯ブラシを好きなデザインに変えることができます。また、アプリのキャラクターをカスタマイズすることもできるので、楽しみながら効果的な歯磨き習慣を身につけることができます。

仕様

モード

モード: 2つのモード（やさしいモード、さらにやさしいモード）

内容

ハンドル: ソニックアーキッズハンドル1本

ブラシヘッド: ソニックアーキッズ（ミニサイズ）1本

充電器: 1個

ステッカー: ハンドルステッカー（8枚）、ポーチステッカーシート（1枚）

デザインと仕上げ

色: アクア

洗浄性能

ブラシ振動数: 約500 ブラシストローク/秒

使いやすさ

使用時間: 約2週間**

ハンドル: 握りやすいゴム製グリップ、人間工学に基づいたデザイン

互換性

iOS: 9.0以上（iPhone5以降、iPad第3世代以降 iPad mini / iPad Airの全機種）

Android: Android4.4.2以上（Bluetooth4.0以降搭載機種）*iPad Pro等一部の機種では正常に動

作しない場合があります。*App StoreもしくはGoogle Playにアクセスして、お手持ちのデバイスが対応機種であることをご確認ください。

仕様

電源方式: 充電式

電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V（海外電圧対応）

サービス

本体2年間保証: ○

