

PHILIPS

sonicare

エキスパートクリーン

ExpertClean

エキスパートレベルの歯磨きを

過圧防止センサー

ブラシヘッド認識機能

4つのモード、3段階の強さ設定



HX9692/03



エキスパートレベルの歯磨きを

まるでプロフェッショナルのようなケアをあなたに

フィリップス ソニックアークのエキスパートクリーンは、やさしく、かつしっかりと歯垢を除去します。ハンドルとアプリが連動してブラッシングの状態を記録します。そしてプログレスレポートが配信され、今後の歯磨き改善についてお知らせします。次回の歯の定期健診まで、歯磨きの状態を自分でしっかり管理できます。

お口の健康を推進

- ・ 歯に触れる表面積が広がり、歯垢除去力がアップ
- ・ 身体の健康は歯ぐきのケアから

使いやすさ重視の設計

- ・ プログレスレポートで歯磨きの管理を
- ・ 4つのモード、3段階の強さ設定
- ・ ブラシヘッドが最適なモードを自動選択
- ・ 過圧防止センサー機能
- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ・ 充電電池残量をお知らせ

特長

最大 10 倍の歯垢を除去 *1




高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に *2, 届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます。*1

歯ぐきの健康を推進 *3



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

進捗レポート



エキスパートクリーンは、毎日の歯磨きがレベルアップするようにハンドルに歯磨きの状態を記録し、ソニックケアアプリと連動することで、その

状態を確認することができます。定期的に配信されるプログレスレポートで、今後の歯磨きの改善点を把握することができます。

4つのモード、3段階の強さ設定



4つのブラッシングモード（クリーン、ホワイトプラス、ガムヘルス、ディープクリーンプラス）と、3段階の強さ設定（弱、中、強）でご自分に合ったモードや強さを選択し、口腔全体を快適かつしっかりとキレイにすることができます。モードの詳細については仕様をご覧ください。

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

ブラシヘッドの交換



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

充電表示ランプ



充電電池残量が低下して充電が必要になると、充電表示ランプが点灯してお知らせします。

仕様

モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ホワイトブラス: ステインを落とし磨き上げる

ディープクリーンブラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

内容

ハンドル: エキスパートクリーン 2本

ブラシヘッド: プレミアムクリーンブラシヘッド 2本

トラベルケース: 2個

充電器: 1個

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

アプリ対応

Bluetooth® *4: Philips Sonicare アプリに接続

互換性

Android: Android 6.0 以上, (Bluetooth 4.0 以降搭載機種)

iOS: iOS 11.0 以上, (iPhone 6S 以降)

デザインと仕上げ

色: ブラック, ホワイト

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: にぎりやすいスリムなデザイン

仕様

充電電池: 充電式

充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約2週間 (クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回)

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体保証: 本体2年保証○

