

# PHILIPS

IPL  
Haarentfernungssystem

Lumea

Nur zur Anwendung am Körper

15 Minuten für beide  
Unterschenkel

Lebensdauer > 100.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design



SC2004/11



## Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern für glatte Haut zu Hause

Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

### **Lang anhaltend glatte Ergebnisse**

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam

### **Haarentfernung mit IPL-Technologie**

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

### **Sanft und effektiv, selbst bei empfindlicher Haut**

- Größerer Körperaufsatz für schnelle Anwendung
- Slide- und Flashmodus für eine komfortablere Anwendung
- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen

### **Maximale Freiheit, minimaler Aufwand**

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten

# Besonderheiten

## Lang anhaltend glatte Ergebnisse



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

## Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

## IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitet zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit

führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

## Geeignete Haar- und Hauttypen

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Dark brown	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Brown	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Dark blond	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Light blond	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Red	☑	☑	☑	☑	☑	☑
White/grey	☑	☑	☑	☑	☑	☑

☑ This product is suitable for you to use ☐ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

## Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen




Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

## Anwendungsgebiete



Körperhaar an Körperpartien unterhalb des Halses effektiv entfernen: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

## Kabelloser Komfort



Dank des einzigartigen kabellosen Designs des Lumea bietet dieser maximale Reichweite und einfache Bedienung.

## Keine Ersatzteile notwendig



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

## Schnelle Anwendung an den Beinen



Größerer Körperaufsatz für schnelle Behandlung großer Körperpartien, z. B. Ihrer Beine.

# Daten

## Leistung

Stromspannung: 100-240 V

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

## Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet <gt/>  
100.000 Lichtimpulse

## Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Beine, Bauch, Bikini,  
Achselhöhlen

## Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm<sup>2</sup>): Für den Gebrauch  
unterhalb des Halses

## Artikel enthalten

Ladegerät: Multispannungs-Ladegerät  
Gebrauchsanweisung: Schnellstartanleitung,  
Bedienungsanleitung  
Lagerung: Aufbewahrungsetui

## Leistung

Ladezeit: 100 Min.  
Betriebszeit: Mindestens 370 Blitze

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor  
UV-Licht  
5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren  
Hauttyp anpassbar  
Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung  
unbeabsichtigter Lichtimpulse

## Anwendungszeit

Achselhöhle: 1 Min.  
Bikinizone: 1 Min.

## Anwendungsdauer

Unterschenkel: 8 Min.

## Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für komfortable Anwendung  
Schritt und Blitzen: Für die Behandlung  
kurviger Bereiche  
Mit Kabel/kabellos: Kabellos

