

# PHILIPS

Sistem za odstranjevanje dlak IPL

Lumea Precision Plus

Za telo, obraz in predel bikinija

15 min. za depilacijo sp. dela nog

Za do 140.000 svetlobnih impulzov

Brezžična zasnova



SC2008/11



## Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic za gladko kožo

Philips Lumea IPL je najučinkovitejša brezžična rešitev s tehnologijo in čudežno preprečuje ponovno rast dlak po obrazu in telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.

### **Dolgotrajna gladkost**

- Uživate v gladki koži vsak dan
- Enostavno in učinkovito

### **Odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL**

- Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo
- Primerno za različne vrste dlak in kože

### **Nežna in učinkovita uporaba na telesu, obrazu in predelu bikinija**


- Varno in učinkovito tudi na občutljivih predelih
- Večji nastavek za telo za hitro odstranjevanje
- Nastavek za obraz za varno odstranjevanje obraznih dlak
- Nastavek za posebno odstranjevanje dlak s predela bikinija
- Pet prilagodljivih nastavitvev svetlobne energije

### **Popolna svoboda z malo truda**

- Priročna brezžična uporaba
- Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov

# Značilnosti

## Dolgotrajna gladkost



Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.

## Enostavno in učinkovito



Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.

## Tehnologija IPL



Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da

omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 ženskami.

## Primerne vrste dlak in kože

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


Philips Lumea je učinkovit na (naravno) temno blond, rjavih in črnih dlakah. Kot ostali načini svetlobnega odstranjevanja dlak tudi Philips Lumea NI učinkovit na rdečih, svetlo blond in belih/sivih dlakah. Philips Lumea NI primeren tudi za zelo temno kožo.

## Območja uporabe



Zanesljivo odstranjajte dlake na obrazu (zgornja ustnica, brada in zalzci) ter delih telesa, kot so noge, pazduhe, predel bikinija, trebuh in roke.

## Hitro odstranjevanje dlak z nog



Večji nastavek za telo za hitro odstranjevanje na večjih predelih, kot so noge.

## Dodatna varnost za obraz



Nastavek za obraz ima vgrajen poseben svetlobni filter za varno in priročno uporabo na zgornji ustnici, bradi in zalzcih. Uporabljate ga lahko tudi na drugih občutljivih predelih telesa, kot so pazduhe in težje dosegljivi predeli.

## Nastavek za predel bikinija



Nastavek za predel bikinija za učinkovito odstranjevanje dlak s predela bikinija. Dlake na tem predelu so običajno močnejše in debelejšje kot na nogah.

## Pet nastavitev svetlobne energije



Philips Lumea ima pet nastavitev svetlobne energije za nežno in učinkovito odstranjevanje dlak. Če aparat Philips Lumea uporabljate pravilno, je odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo varno in nežno tudi na občutljivi koži in občutljivih predelih telesa.

# Specifikacije

## Območja uporabe

**Predeli telesa:** Noge, Roke, Trebuh, Predel bikinija, Pazduhe

**Deli obraza:** Brada, Zalizci, Zgornja ustnica

## Varnost in prilagodljive nastavitve

**Vgrajen UV-filter:** Kožo varuje pred UV-svetlobo

**5 nastavitve svetlobne energije:** Prilagodljivo glede na vrsto kože

**Vgrajeni varnostni sistem:** Preprečuje nenamerno osvetljevanje

## Način uporabe

**Pomik in osvetlitev:** Za priročno uporabo

**Korak in osvetlitev:** Za odstranjevanje dlak na neravnih predelih

**Žična/brezžična uporaba:** Brezžično

## Napajanje

**Čas polnjenja:** 100 min

**Napetost:** 100–240 V

**Čas delovanja:** Najmanj 370 osvetlitev

## Tehnične specifikacije

**Visokozmogljiva sijalka:** Zagotavlja do 140.000 osvetlitev

## Nastavki

**Nastavek za telo (4 cm<sup>2</sup>):** Za uporabo pod vratom

**Nastavek za predel bikinija (2 cm<sup>2</sup>):** Posebno odstranjevanje dlačic na predelu bikinija

**Nastavek za obraz (2 cm<sup>2</sup>):** Za varno uporabo na obrazu

## Servis

**Garancija:** 2-letna globalna garancija

## Priloženi predmeti

**Navodila za uporabo:** Vodnik za hiter začetek,

Uporabniški priročnik

**Polnilnik:** Večnapetostni polnilnik

**Shranjevanje:** Torbica

## Čas uporabe

**Spodnji del noge:** 8 minut

**Pazduha:** 1 minuta

**Predel bikinija:** 1 minuta

**Deli obraza:** 1 minuta

