

PHILIPS

IPL
Haarentfernungssystem

Lumea Precision Plus

Nur zur Anwendung am Körper
und Gesicht

15 Minuten für beide
Unterschenkel

Lebensdauer > 100.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design



SC2003/11



Verhindert das Nachwachsen von Haaren IPL Haarentfernung: für langanhaltend glatte Haut

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren im Gesicht und auf dem Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidig-glatte Haut an jedem Tag.

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Einfach wirksam
- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Sanfte und effektive Anwendung im Gesicht und am Körper

- Slide- und Flashmodus für eine komfortablere Anwendung
- Präzisionsaufsatz für eine sichere Anwendung im Gesicht
- Größerer Körperaufsatz für schnelle Anwendung
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen
- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten

Besonderheiten

Lang anhaltend glatte Ergebnisse



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen

Haarentfernungs-systems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

Anwendungsgebiete



Gesichtshaare (Oberlippe, Kinn und Wangen) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, dem Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Kabelloser Komfort



Dank des einzigartigen kabellosen Designs des Lumea bietet dieser maximale Reichweite und einfache Bedienung.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

Zusätzliche Sicherheit für das Gesicht



Der Präzisionsaufsatz ist mit einem zusätzlichen Lichtfilter ausgestattet und ermöglicht eine sichere und bequeme Anwendung an Oberlippe, Kinn und Wangen. Er kann zudem für andere empfindliche Körperpartien eingesetzt werden, wie z. B. Achselhöhlen, Bikinizone und schwer erreichbare Stellen.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen, Arme

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtenergieeinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungsmodus

Schieben und blinken: Für komfortable Anwendung

Schritt und Blitzen: Für die Behandlung

kurviger Bereiche

Schnurgebundene / schnurlose Verwendung: Kabellos

Leistung

Ladezeit: 100 Min.

Spannung: 100–240 V

Betriebszeit: Mindestens 370 Blitze

Technische Daten

Hochleistungslampe: Bietet <gt/> 100.000 Lichtimpulse

Aufsätze

Präzisionsaufsatz (2 cm²): Zur sicheren Anwendung im Gesicht

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Bedienung

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Ladegerät: Multispannungs-Ladegerät

Gebrauchsanweisung: Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung

Lager: Aufbewahrungsetui

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8 Min.

Achsel: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

Gesichtsbereiche: 1 Min.

