

# PHILIPS

IPL – uređaj za  
uklanjanje dlačica

Lumea Prestige

S tehnologijom SenseIQ

Pazusi, bikini zona, tijelo, lice

Uz senzor SmartSkin

Uporaba s kabelom ili bežično



BRI956/00



## Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica\* 4 pametna nastavka – za optimalne rezultate

Philips Lumea Prestige s tehnologijom SenseIQ naš je najučinkovitiji IPL uređaj. Dizajniran je za praktične tretmane kod kuće uz pametne Lumea nastavke koji savršeno pristaju svakom obliku tijela te prilagođene programe za svako područje tijela.

### Najviše slobode, najmanje gnjavaže

- Nema zamjenskih dijelova, nema skrivenih troškova
- Aplikacija Lumea IPL. S vama pri svakom koraku
- Uz senzor SmartSkin

### Dugotrajno glatka koža uz tehnologiju IPL aparata Lumea


- Stručna IPL tehnologija kod kuće, razvijena u suradnji s dermatolozima
- Upotrebljavajte bežično ili s kabelom
- Dokazano nježan i učinkovit tretman
- Pogodan za široku lepezu tipova dlačica i kože
- SmartSkin senzor

### Profesionalni IPL tretman za određene dijelove tijela

- Nastavak za bikini područje s dodatnim filtrom
- Nastavak za tijelo sa zaobljenim dizajnom
- Pametni nastavci prilagođavaju programe za svako područje tijela
- Nastavak za pazuha sa zaobljenim dizajnom


## Istaknute značajke.

### Lumea sprječava ponovni rast dlačica\*




IPL znači Intense Pulse Light, tj. pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta. Uređaj Lumea tvrtke Philips primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice, potičući prelazak folikula dlake u fazu mirovanja. To za posljedicu ima postepeno smanjenje količine dlačica koje izrastaju na tijelu. Ponavljanjem tretmana koža ostaje predivno glatka i bez dlačica. Tretman za sprječavanje ponovnog rasta dlačica siguran je i nježan, čak i na osjetljivim područjima. Lumea tvrtke Philips klinički je testirana i razvijena u suradnji s dermatolozima kako bi osigurala jednostavan i učinkovit tretman kod kuće.

### Dokazana učinkovitost




Objektivne studije dokazuju uklanjanje dlačica do 92 % nakon ovih tretmana\*\*. Prva četiri tretmana obavite svaka dva tjedna, a sljedećih osam tretmana svaka četiri tjedna. Nakon 12 tretmana možete uživati do šest mjeseci u glatkoj koži bez dlačica\*.

### Odgovarajući tip dlačica i kože



Philips Lumea Prestige učinkovit je na raznim tipovima dlačica i kože. Funkcionira na prirodno tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama te na boji tena od vrlo bijelog do tamnosmeđeg. IPL-u je potreban kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje tena, stoga se (kao ni s drugim tretmanima IPL-om) Lumea ne može upotrebljavati za tretman bijelih, sijedih, svijetloplavih ili crvenih dlačica. A nije prikladan ni za vrlo tamnu kožu.

### IPL technology



Osjeti. Lumein senzor SmartSkin otkriva boju vašeg tena te naznačuje najudobniju postavku svjetlosti za vas. Prilagodava. Pametni nastavci prilagodavaju programe osmišljene za svako područje tijela. Brine. Razvijen u suradnji s dermatolozima, a nadahnut vama za nježno, dugotrajno uklanjanje dlačica, čak i na osjetljivim područjima\*\*\*.

### Tretman područja tijela



Vaše je tijelo jedinstveno. Sa svojom kožom, oblinama i konturama trebali biste postupati na jedinstven način. Nastavci za cijelo tijelo

uređaja Lumea oblikovani su tako da savršeno pristaju svakoj oblini, a programi su prilagođeni za svako područje tijela. Prozori za tretiranje osmišljeni su za maksimalno povećanje doticaja s vašom kožom kako bi osigurali da svjetlost ne pobjegne te tako omogućili učinkovite i nježne tretmane čak i na delikatnim ili osjetljivim područjima.

### Nastavak za pazuhe



Posebno osmišljen za tretman teško dostupnih područja ispod pazuha, ovaj pametni nastavak za pazuhu srednje je veličine s prozorom površine od 3 cm<sup>2</sup>. Kada se pričvrsti, pritiskom na kožu, nastavak pokreće prilagođeni program za područje vaših pazuha. 86 % žena zadovoljno je uklanjanjem dlačica na pazusima\*\*\*\*.

### Nastavak za bikini zonu



Stavite ovaj pametni nastavak za bikini područje i on će pokrenuti prilagođeni program posebno za to područje. Ima prozor optimalne površine od 3 cm<sup>2</sup> s prozirnim filtrom za dodatnu udobnost, a zaobljeni dizajn savršeno pristaje obrisima vašeg tijela u cilju maksimalnog doticaja, učinkovitosti i udobnosti. 78 % žena zadovoljno je uklanjanjem dlačica s bikini područja\*\*\*\*.

# Specifikacije

## Tehnički podaci za nastavke

**Nastavak za tijelo:** Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman za tijelo

**Nastavak za lice:** Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm<sup>2</sup>, dodatni filter, Prilagođeni tretman za lice

**Nastavak za pazuhe:** Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman za pazuhe

**Nastavak za bikini zonu:** Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm<sup>2</sup>, dodatni filter, Prilagođeni tretman za bikini liniju

## Područja primjene

**Tijelo:** Ruke, Noge, Trbuh

**Lice:** Brada, Gornja usnica, Linija čeljusti

**Osjetljiva područja:** Pazusi, Bikini područje

## Sigurnost i prilagodljive postavke

**Integrirani UV filter:** Štiti kožu od UV zračenja  
**5 postavki jačine svjetlosti:** Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

**Integrirani sigurnosni sustav:** Sprječava nehodično odašiljanje svjetlosnih impulsa

**Senzor nijanse kože:** Otkriva nijansu kože

**Senzor SmartSkin:** Odgovarajuća postavka na zahtjev

## Način primjene

**"Slide and Flash":** Za brzu primjenu

**Žično/bežično:** Uporaba s kabelom ili bežično

**"Stamp and Flash":** Za primjenu na manjim područjima

## Napajanje

**Napon:** 100 – 240 V

## Tehničke specifikacije

**Snažna žarulja:** Odašilje <math>> 250.000</math> svjetlosnih impulsa\*\*\*\*\*

## Servis

**Jamstvo:** Međunarodno 2-godišnje jamstvo

## Predmeti u kompletu

**Upute za uporabu:** Upute

**Pohrana:** Luksuzna torbica

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Vrijeme primjene

**Pazusi:** 2,5 min

**Bikini linija:** 2 min

**Lice:** 1,5 min

**Potkoljenice:** 8,5 min

