

# PHILIPS



Épilateur à lumière  
pulsée

Lumea Prestige

Avec technologie SenseIQ

Aisselles, maillot, corps, visage

Avec capteur SmartSkin

Fonctionne sans fil et sur secteur



BRI959/00

## Une peau lisse pendant 6 mois\*

4 embouts intelligents, pour des résultats optimaux

Le Philips Lumea Prestige avec technologie SenseIQ est le plus efficace de nos épilateurs à lumière pulsée. Conçu pour permettre une utilisation pratique à domicile, il est équipé d'accessoires intelligents qui épousent parfaitement vos courbes et adaptent les programmes à chaque zone de votre corps.

### Liberté absolue, contraintes minimales

- Avec capteur SmartSkin
- Application Lumea IPL, avec vous à chaque étape
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire

### Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea


- Expert de la lumière pulsée à domicile, développée avec des dermatologues
- Utilisation avec ou sans fil
- Douceur et efficacité prouvées
- Convient à de nombreux types de peau et de poils
- Technologie SenseIQ pour une épilation personnalisée

### Traitement professionnel à la lumière pulsée

- Des embouts intelligents qui adaptent le programme à chaque zone du corps
- Embout pour les aisselles de forme convexe
- Embout pour le maillot avec filtre supplémentaire
- Embout pour le corps de forme concave


## Points forts

### Lumea prévient la repousse des poils\*




IPL est l'abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour endormir le follicule, ce qui réduit progressivement votre pilosité. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l'objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des dermatologues, pour une solution simple et efficace à domicile.

### Efficacité prouvée



Des études objectives ont mis en évidence jusqu'à 92 % de réduction de la pilosité après trois séances\*\*. Effectuez les quatre premières séances toutes les deux semaines, et les huit séances suivantes toutes les quatre semaines. Au bout de 12 séances, vous pourrez bénéficier de six mois de peau douce\*.


### Types de peau et de poils adaptés



L'épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond

foncé, bruns et noirs et sur les teintes de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C'est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.

### Technologie SenseIQ



Analyse. Le capteur SmartSkin détecte votre couleur de peau et indique le réglage d'intensité lumineuse le plus confortable. Adapte. Les embouts intelligents adaptent les programmes d'épilation en fonction de chaque zone du corps. Prend soin. Développé pour vous en collaboration avec des dermatologues, il permet d'éliminer les poils durablement, tout en douceur, même sur les zones sensibles\*\*\*.

### Traitement des zones du corps

Votre corps est unique. Sa peau, ses courbes et ses contours méritent une prise en charge tout aussi unique. Les accessoires pour tout le corps du Lumea sont profilés pour suivre parfaitement toutes vos courbes, et ils adaptent les programmes à chaque zone du corps. Les fenêtres de flashage sont conçues pour maximiser le contact avec la peau afin qu'aucune lumière ne s'échappe, permettant ainsi une utilisation douce et efficace, même sur les zones sensibles ou délicates.

### Embout pour les aisselles

L'embout intelligent pour les aisselles est spécialement conçu pour les poils difficiles à atteindre des aisselles, grâce à sa fenêtre de 3 cm<sup>2</sup>. Lorsque cet embout est clipsé sur l'appareil, il déclenche un programme parfaitement adapté à vos aisselles. 86 % des femmes se disent satisfaites de la réduction de leur pilosité au niveau des aisselles\*\*\*\*.

### Embout pour le maillot

Clipsez l'embout intelligent pour le maillot pour qu'il déclenche un programme spécialement adapté à cette zone. Il est doté d'une fenêtre de flashage de 3 cm<sup>2</sup> avec filtre transparent, pour plus de confort. Son design arrondi suit parfaitement les courbes de votre corps pour maximiser le contact, l'efficacité et le confort. 78 % des femmes se disent satisfaites de la réduction de leur pilosité dans la zone du maillot\*\*\*\*.

### Embout pour le corps

L'embout intelligent pour le corps est doté de notre plus grande fenêtre de flashage (4,1 cm<sup>2</sup>), idéale pour épiler rapidement de grandes zones du corps telles que les jambes, les bras et le ventre. Sa forme concave suit parfaitement les courbes du corps, maximisant le contact avec la peau. Clipsez cet embout pour qu'il déclenche un programme parfaitement adapté à la zone de votre corps. 83 % des femmes se disent satisfaites de la réduction de leur pilosité au niveau des jambes\*\*\*\*.

### Embout pour le visage

L'embout pour le visage a été conçu avec une petite fenêtre plate de 2 cm<sup>2</sup> vous permettant d'éliminer efficacement et en douceur votre pilosité faciale. Idéal pour la lèvre supérieure, le menton ou la mâchoire, cet embout intègre en outre un filtre supplémentaire. Lorsqu'il est fixé à l'appareil, cet embout intelligent adapte automatiquement le flashage à votre visage. 84 % des femmes se disent satisfaites de la réduction de leur pilosité faciale\*.

### Capteur SmartSkin

L'épilateur Philips Lumea Prestige avec technologie SenseIQ offre cinq réglages d'intensité lumineuse. Le capteur SmartSkin détecte votre couleur de peau puis indique le réglage d'intensité lumineuse le plus confortable pour la zone concernée.

## Lumea Prestige

Épilateur à lumière pulsée

# Points forts

### Utilisation avec et sans fil

Le Lumea Prestige est le seul épilateur à lumière pulsée sans fil. Il permet d'atteindre facilement les zones du corps difficiles d'accès, sans être gêné par un cordon. Et comme il est sans fil, vous pourrez vous épiler facilement où vous le souhaitez chez vous.

### Application Philips Lumea IPL

L'application gratuite Lumea IPL vous permet de garder la peau lisse jusqu'à six mois\* encore plus facilement, à domicile. À chaque étape, cette application intuitive peut vous assister en fournissant des conseils et astuces portant sur votre technique, tandis que ses programmes

personnalisés et son planning adaptatif offrent une gestion des dates optimales. Ainsi, vous serez toujours prête, le plus rapidement possible.

BRI959/00

### Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi, qui ne nécessite ni pièce de rechange, ni consommable, ni gel. Pas même une lampe de rechange.

## Caractéristiques

### Caractéristiques techniques des accessoires

**Accessoire corps:** Forme : convexe, Taille de la fenêtre : 4,1 cm<sup>2</sup>, Utilisation adaptée au corps

**Accessoire visage:** Forme : plate, Taille de la fenêtre : 2 cm<sup>2</sup>, filtre supplémentaire, Utilisation adaptée au visage

**Embout pour le traitement des aisselles:** Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm<sup>2</sup>, Utilisation adaptée aux aisselles

**Embout pour le traitement du maillot:** Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm<sup>2</sup>, filtre supplémentaire, Utilisation adaptée à la zone du maillot

### Sites d'application

**Zones corporelles:** Bras, Jambes, Ventre

**Zones sensibles:** Aisselles, Maillot

**Zones du visage:** Menton, Lèvre supérieure, Menton

### Sécurité et paramètres réglables

**Filtre UV intégré:** Protège votre peau des rayons UV

**5 réglages d'intensité lumineuse:** S'adapte à votre teint de peau

**Système de sécurité intégré:** Évite les flashes accidentels

**Capteur de teint de peau:** Détecte votre teint de peau

**Capteur SmartSkin:** Le réglage adapté à la demande

### Mode d'application

**Flash Continu & Manuel:** Pour une utilisation rapide

**Flash & Manuel:** Pour une utilisation sur les petites zones

**Utilisation avec ou sans fil:** Fonctionne sans fil et sur secteur

### Alimentation

**Tension:** 100-240 V

### Spécificités techniques

**Lampe haute performance:** Produit > 250 000 flashes\*\*\*\*

### Entretien

**Garantie:** Garantie mondiale de 2 ans

### Accessoires inclus

**Conditions d'utilisation:** Mode d'emploi

**Rangement:** Pochette de luxe

**Adaptateur:** 19,5 V / 4 000 mA

### Heure de l'application

**Aisselle:** 2,5 min

**Maillot:** 2 min

**Parties du visage:** 1,5 min

**Demi-jambes:** 8,5 min

