

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea IPL Series
9000

Mit SenseIQ Technologie

Achseln, Bikinizone, Körper,
Gesicht


Mit SmartSkin Sensor

Mit Kabel und kabellos
verwendbar




Besonderheiten

6 Monate seidig glatte Haut*




IPL steht für „Intense Pulsed Light“. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die warmes, sanftes Licht verwendet, um die Haare in die Ruhephase zu versetzen. Das Licht wird in die Haarwurzel geleitet und bewirkt, dass der Haarfollikel in die Ruhephase übergeht. Dadurch wird das Haar stimuliert, sich von der Wurzel zu lösen. Wiederholte Behandlungen verhindern nach und nach, dass das Haar nachwächst. Dadurch bleibt Ihre Haut schön, haarfrei und spürbar glatt. Philips Lumea wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt und klinisch getestet – für eine einfache, effektive und komfortable Behandlung, bequem von zu Hause aus.

3 Behandlungen, 92 % weniger Haare***



Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen.*** Führen Sie die ersten 4 Behandlungen alle 2 Wochen und die nächsten 8 Behandlungen alle 4 Wochen durch. Nach 12 Behandlungen können Sie bis zu 6 Monate seidig glatte Haut genießen.*

SenseIQ Technologie



Feinfühlig. Der SmartSkin Sensor von Lumea erkennt Ihren Hautton und zeigt die angenehmste Lichteinstellung für Sie an. Anpassungsfähig. Intelligente Aufsätze passen Programme an jeden Körperbereich an. Pflegend. Gemeinsam mit Dermatologen entwickelt und von Ihnen für eine sanfte, lang anhaltende Haarentfernung inspiriert, selbst an empfindlichen Stellen.****

450.000 Lichtimpulse insgesamt*****



Unsere Lampe kann während ihrer Lebensdauer bis zu 450.000 Lichtimpulse abgeben.*****


Behandlung von Körperpartien



Ihr Körper ist einzigartig. Seine Haut, Kurven und Konturen sollten ebenfalls individuell behandelt werden. Die Ganzkörperaufsätze des Lumea sind so geformt, dass sie sich jeder Kontur perfekt anpassen und die für jeden Körperbereich individuell zugeschnittenen

Programme anwenden. Die Behandlungsfenster wurden entwickelt, um den Kontakt mit der Haut zu maximieren, damit kein Licht entweicht. Auf diese Weise ermöglichen sie effektive und sanfte Behandlungen auch in empfindlichen Bereichen.

Aufsatz für die Achselhöhlen



Der speziell für die Behandlung der schwer erreichbaren Achselbereiche entwickelte Aufsatz ist mittelgroß und verfügt über ein 3 cm² großes Fenster. Wenn der Aufsatz am Gerät einrastet, wird das speziell auf Ihren Achselbereich abgestimmte Programm eingestellt. 86 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduktion in den Achselhöhlen.*****

Aufsatz für die Bikinizone



Bringen Sie den intelligenten Aufsatz für die Bikinizone an, um das speziell für diesen Bereich zugeschnittene Programm einzustellen. Das optimale 3 cm² große Fenster mit transparentem Filter sorgt für eine noch angenehmere Anwendung, während sich das geschwungene Design den Konturen Ihres Körpers anpasst und so für maximalen Kontakt, Effizienz und Komfort sorgt. 78 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduktion in der Bikinizone.*****

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperbehandlungsaufsatz: Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle Behandlung für den Körper

Gesichtsbehandlungsaufsatz: Form: Flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht

Behandlung zur Behandlung der

Achselhöhlen: Form: konkav geschwungen, Individuelle Behandlung für die Achselhöhlen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm²

Bikini-Behandlungsaufsatz: Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für die Bikinizone

Leistung

Spannung: 100 bis 240 V

Bedienung

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Technische Daten

Hochleistungslampe: Bietet 450.000 Lichtimpulse****

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch

Gesichtsbereiche: Kinn, Oberlippe, Kinn

Empfindliche Bereiche: Bikini

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtenergieeinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

SmartSkin-Sensor: Die richtige Einstellung auf Abruf

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8,5 Min.

Unterarme: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

Leistung

Stromversorgung: wiederaufladbarer Akku



* *Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 77% weniger Haare an den Beinen, 64% in der Bikinizone, 64% in den Achselhöhlen

***Bezogen auf 12 Behandlungen binnen 42 Wochen durchschnittlich 58% weniger Haare

**** Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; einzelne Ergebnisse können variieren.

***** Bezogen auf kabellose Nutzung, Behandlungsfenster und konturfolgende Aufsätze

*****Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe wird nicht, über die zweijährige weltweiten Philips Garantie hinaus, verlängert.

***** In den Niederlanden und in Österreich durchgeführte Studie mit 46 teilnehmenden Frauen: Ergebnisse nach 3 Behandlungen an Beinen, Bikinizone, Achselhöhlen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht

***** Im Jahr 2020 in Großbritannien durchgeführte Umfrage mit 190 befragten Personen

***** Im Jahr 2020 in Großbritannien durchgeführte Umfrage mit 190 befragten Personen