

PHILIPS

IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Prestige

Met SenseIQ-technologie


Oksels, bikinilijn, lichaam,
gezicht

Met SmartSkin-sensor




Kenmerken

Lumea voorkomt teruggroei van haartjes*




IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel en stimuleert het haartzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.

Bewezen effectiviteit



Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat er tot 92% haarvermindering is na slechts 3 behandelingen**. De eerste 4 behandelingen moeten worden uitgevoerd om de twee weken en de volgende 8 behandelingen om de vier weken. Na 12 behandelingen kunt u maar liefst zes maanden genieten van een haarloze, gladde huid*.


Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en

zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.

SenseIQ-technologie



Zintuigen. De SmartSkin-sensor van Lumea detecteert uw huidskleur en bepaalt de meest comfortabele lichtinstelling voor u. Past zich aan. Intelligente opzetstukken zorgen voor een op maat gemaakt behandlungsprogramma dat is afgestemd op ieder deel van uw lichaam. Verzorgt. Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen en geïnspireerd door u voor een zachte, langdurige ontharing, zelfs op gevoelige plekken***.

Behandeling van lichaamsdelen



Uw lichaam is uniek en uw huid, rondingen en contouren verdienen daarom ook een unieke behandeling. De opzetstukken van Lumea voor het volledige lichaam passen perfect in alle rondingen en hebben voor ieder lichaamsdeel een op maat gemaakt programma. Behandelingsvensters zijn ontworpen om het contact met uw huid te maximaliseren, zodat het licht niet kan ontsnappen en effectieve en zachte behandelingen mogelijk zijn, zelfs op tere of gevoelige gebieden.

Opzetstuk voor oksels



Speciaal ontworpen voor de behandeling van moeilijk te bereiken delen van uw lichaam zoals de oksel. Het slimme opzetstuk voor de oksel is middelgroot met een venstergrootte van 3 cm². Zodra het opzetstuk op het apparaat wordt geklikt, volgt een op maat gemaakt programma voor uw oksel. 86% van de vrouwen is tevreden met de afname van de hoeveelheid okselhaar****.

Hulpstuk voor bikinilijn



Klik het slimme opzetstuk voor de bikinilijn vast en er volgt een op maat gemaakt programma speciaal voor dat gebied. Het heeft een optimale venstergrootte van 3 cm² met een transparante filter voor extra comfort en het gebogen design past zich aan de contouren van uw lichaam aan, voor maximaal contact, efficiëntie en comfort. 78% van de vrouwen is tevreden met de afname van de hoeveelheid haar in de bikinilijn****.

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen, Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde lichaamsbehandeling

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat, Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor het gezicht

Opzetstuk voor bikinilijn: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor de bikinilijn

Technical specs. attachments

Okselopzetstuk: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde behandeling voor de oksels

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Geeft <gt/>250.000 flitsen af****

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik

Gevoelige gebieden: Oksels, Bikini

Delen van het gezicht: Kin, Bovenlip, Kaaklijn

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het juiste moment

Behandeltijd

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.

Application time

Oksel: 2,5 min.

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

