

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Advanced

Pour le corps et le visage

Avec capteur de teint de peau

15 minutes pour les demi-jambes

+ tondeuse-stylo Satin Compact



BRI921/61



Une peau lisse pendant au moins 3 mois*

Une pilosité réduite d'au moins 85 % en 3 séances**

L'épilateur Philips Lumea Advanced fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Convient à de nombreux types de peau et de poils
- Application Lumea GRATUITE : un coach personnel à portée de main
- Expert de la technologie de lumière pulsée à domicile, développée avec des experts de la peau

Rapide, sûr et efficace sur le corps et le visage


- Capteur intégré de teint de peau
- Sécurité et efficacité prouvées

Solution adaptée aux différentes zones du corps

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide
- Accessoire de précision pour plus de sécurité sur le visage
- Édition spéciale beauté avec tondeuse-stylo Satin Compact


Points forts

Douceur longue durée



IPL est l'abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour le forcer à passer en phase de repos, ce qui réduit progressivement la pilosité produite par votre corps. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l'objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des experts de la peau, pour une solution simple et efficace à domicile.

Efficacité prouvée



Des études objectives ont démontré une réduction d'au moins 85 % des poils en 3 séances.** Les 4 premières séances doivent être effectuées toutes les 2 semaines, après quoi l'effet recherché devrait être visible. Pour maintenir ces résultats, il vous suffit de procéder à des retouches toutes les 4 semaines. Il peut être possible de garder une peau lisse pendant au moins 3 mois au bout de 8 séances de retouches.* Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie d'images en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea Prestige est efficace, simple et sans danger sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau allant de très blanc à marron foncé. Comme les autres épilateurs à lumière pulsée, Philips Lumea ne peut pas être utilisé sur les poils blancs/gris, blond clair ou roux, et n'est pas adapté aux peaux très foncées. Cela s'explique par le fait que cette technologie nécessite un contraste élevé entre la pigmentation des poils et celle de la peau.

Capteur de teint de peau




Le capteur intégré de teint de peau mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte un teint trop foncé pour ce produit, il arrête automatiquement d'émettre des flashes.

Zones d'application



Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et le corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Flashage rapide des jambes



Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide sur les zones étendues telles que les jambes.

Une sécurité accrue sur le visage



Grâce au filtre de lumière intégré supplémentaire, il peut être utilisé pour épiler les poils du visage en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton, les joues et les autres zones sensibles.

Application Lumea GRATUITE



Téléchargez gratuitement l'application Lumea pour une expérience d'épilation à la lumière pulsée qui vous correspond. Ce coach personnel vous garantit une utilisation optimale de votre appareil Lumea afin d'obtenir des résultats durables. L'application vous permet de créer votre calendrier de séances personnalisé par zone du corps, tout en vous offrant des conseils et astuces durant chaque séance. Il vous suffit de consulter l'application régulièrement pour être sûre d'avoir lu les dernières notifications ou les derniers rappels.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Zones d'application

Zones corporelles: Maillot, Aisselles, Bras, Jambes, Ventre

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Accessoires

Embout pour le corps (4 cm²): Pour

l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Embout pour le visage (2 cm²): Pour une utilisation sous les yeux

Éléments inclus

Instructions d'utilisation: Mode d'emploi

Stockage: Étui

Adaptateur: 24 V / 1 500 mA

Accessoires inclus

Accessoire: Tissu de nettoyage

Alimentation

Fonctionnement sur secteur

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de couleur de peau: Détecte votre teint de peau

Heure de l'application

Zones du visage: 2 min

Durée d'utilisation

Maillot: 4 min

Demi-jambe: 15 min

Aisselle: 2,5 min

Mode d'application

Glisser et flasher: Pour des gestes fluides

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

Tamponner et flasher: Pour une utilisation sur les courbes

Tondeuse de précision

Accessoires: Sabot pour sourcils, Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation: Poignée compacte

Alimentation: Pile AAA

