

PHILIPS

IPL
ontharingssysteem

Lumea Precision

Voor gebruik op lichaam en
gezicht

Behandeling onderbenen in 15
minuten

Levensduur >100.000
lichtpulsen

Snoerloos ontwerp



SC2002/01



Vertraag de teruggroei van haartjes

IPL ontharingssysteem: elke dag een zijdezachte huid

Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar, waar ook op het lichaam, te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Geschikte haar- en huidtypen

Zacht en effectief voor uw lichaam en gezicht

- Toepassingsgebieden
- Zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen
- Speciaal ontworpen om extra bescherming voor uw gezicht te bieden

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangende onderdelen nodig

Kenmerken

Langdurige gladheid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts twee tweewekelijkse behandelingen. Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande

dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 1500 vrijwilligers.

Veilig en zacht in gebruik



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL-behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig. De behandeltijd en de oplaadfrequentie van de batterij zijn afhankelijk van de gekozen lichtsterkte en het gebied dat u onthaart.

Snoerloos gemak



Het unieke snoerloze ontwerp van de Lumea is ideaal: u kunt de Lumea namelijk gebruiken waar en wanneer u maar wilt.

Geen vervangende onderdelen nodig




Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Toepassingsgebieden

Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin en bakkebaarden) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Ontworpen voor gezicht en lichaam



Het precisiehulpstuk is speciaal ontworpen voor gebruik op het gezicht. Het hulpstuk is voorzien van een extra geïntegreerd lichtfilter dat extra bescherming voor het gezicht biedt. Het kleinere gedeelte zorgt voor een comfortabel gebruik op de bovenlip en andere lastig te bereiken plaatsen.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermst uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van lichaamscontouren

Met of zonder snoer te gebruiken: Draadloos

Vermogen

Spanning: 100 – 240 V

Oplaadtijd: 100 min.

Gebruikstijd: Min. 320 pulsen

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 80.000 pulsen afgeven

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (3 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Precisiehulpstuk (2 cm²): Voor veilig gebruik op het gezicht

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Demo-DVD, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Docking station: Oplader voor verschillende voltages

Opbergen: Etui

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Delen van het gezicht: 1 min

