

PHILIPS

Фотоепилатор за
обезкосмяване

Lumea Prestige

С технология SenselQ

Тяло и лице

Със сензор SmartSkin

Използване без кабел и с кабел

BRI950/00



Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*

2 интелигентни приставки – за оптимални резултати

Philips Lumea Prestige с технологията SenselQ е най-ефективният ни фотоепилатор. Създадени за удобни процедури в домашни условия, интелигентните приставки на Lumea перфектно прилягат към всяка извивка на тялото ви и адаптират програмите, пригодени за всяка зона на тялото.

Максимална свобода, без усилия

- Със сензор SmartSkin
- Приложението Lumea IPL. Близко до вас през всеки един момент
- Без смяна на части, без скрити разходи

Дълготрайно гладка кожа с фотоепилатор Lumea


- Експертна IPL технология у дома, разработена съвместно с дерматолози
- Използване без или с кабел
- Доказано нежно и ефективно третиране
- Подходящи за широк спектър кожа и окосмяване
- Технология SenselQ за персонализирано обезкосмяване

Професионални IPL процедури за всички зони на тялото ви

- Интелигентни приставки адаптират програми за всяка област на тялото
- Приставка за тяло с извит навътре дизайн
- Прецизна приставка за лице с допълнителен филтър


Акценти

Lumea предотвратява повторното израстване на космите*




IPL е съкращение на "интензивна импулсна светлина". Philips Lumea излъчва нежни светлинни импулси в корена на косъма, като поставя фоликула във фаза на почивка. В резултат на това количеството косми, които растат по тялото ви, постепенно намалява. Повторното третиране прави кожата ви видимо красива и гладка при допир. Третирането за предотвратяване на повторното израстване на косми е безопасно и нежно – дори в чувствителните зони. Philips Lumea е клинично тествана и разработена съвместно с дерматолози за лесно и ефективно третиране – в комфортната обстановка на собствения ви дом.

Доказана ефективност




Обективните изследвания показват до 92% намаляване на окосмяването след три процедури. Направете първите четири процедури на всеки две седмици, а следващите осем процедури на всеки четири седмици. След 12 процедури можете да се насладите на шест месеца гладка кожа без окосмяване*.

Подходящите типове кожа и окосмяване



Philips Lumea Prestige е ефективен за широк спектър от окосмяване и типове кожа. Той работи върху естествено тъмноруси, кафяви и черни косми и върху много бледи до тъмнокафяви тонове на кожата. Фотоепилаторът се нуждае от контраст между пигмента в цвета на космите и пигмента в тона на кожата, което значи, че (както при други процедури на основата на фотоепилация) Lumea не може да се използва, за да се третират сиви, светлоруси или червени косми. И не е подходящ за много тъмна кожа.

Технология SenseIQ



Установява. Сензорът на Lumea's SmartSkin установява цвета на кожата ви и посочва настройка на светлината за най-голямо удобство. Адаптира. Интелигентни приставки адаптират програми, персонализирани за всяка зона на тялото. Грижи се. Разработен съвместно с дерматолози и вдъхновен от вас за нежно и дълготрайно обезкосмяване дори на чувствителните зони***.

Третиране на зони на тялото



Вашето тяло е уникално. И неговата кожа, извивки и контури трябва да се третират също по уникален начин. Приставките за цяло тяло на Lumea са

оформени така, че да прилягат плътно към всяка извивка, и ще адаптират програми, персонализирани за всяка област на тялото. Прозорците за третиране са създадени така, че да увеличат максимално контакта с кожата ви, за да се гарантира, че светлината няма да избяга, което позволява ефективно и нежно третиране дори на деликатните и чувствителни зони.

Приставка за тяло



Интелигентната приставка за тяло разполага с нашия най-голям прозорец за третиране с размер 4,1 см², това я прави перфектна за бързо третиране на по-големи зони от тялото, като крака, ръце и стомах. Извитият навътре дизайн следва плътно контурите на тялото ви за максимален контакт с кожата. Когато поставите с шракване приставката, тя адаптира персонализирана програма, специално за вашата област на тялото. 83% от жените са доволни от намаляването на окосмяването по краката****.

Приставка за лице



Приставката за лице е създадена с грижа така, че да има малък, плосък 2 см² прозорец, за да можете ефективно и нежно да третирате космите по лицето си. Идеална за горната уста, брадичката или линията на челостта, приставката също така разполага с допълнителен филтър, вграден в нея. Когато се монтира към устройството, интелигентната приставка автоматично адаптира светлинното третиране за лицето ви. 84% от жените са доволни от намаляването на окосмяване по лицето****.

Спецификации

Технически спецификации на приставките

Приставка за третиране на тялото: Прозорец с размер: 4,1 см2, Форма: изпъкнала извивка, Персонализирано третиране на тялото

Приставка за третиране на лицето: Прозорец с размер: 2 см2, допълнителен филтър, Форма: плоска, Персонализирано третиране на лицето

Зони на приложение

Зони на тялото: Ръце, Крака, Корем

Чувствителни зони: Мишници, Бикини линия

Зони на лицето: Брадичка, Горна устна, Линия на челюстта

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV светлината

5 настройки за светлинната енергия: Регулируеми

според вашия тип кожа

Вградена система за безопасност: Предотвратява случайното генериране на импулс

Сензор за тон на кожата: Установява цвета на кожата ви

Сензор SmartSkin: Правилната настройка по желание

Режим на приложение

Плъзгане и импулс: За бързо приложение

Употреба с кабел/без кабел: Използване без кабел и с кабел

Прилагане и импулс: За третиране на малки зони

Захранване

Волтаж: 100 – 240 V

Технически спецификации

Лампа с високи работни характеристики: Генерира <gt/> 250 000 импулса*****

Сервизно обслужване

Гаранция: 2 години световна гаранция

Включени артикули

Инструкции за употреба: Ръковод, за потребителя

Съхранение: Луксозен калъф

Адаптер: 19,5 V/4000 mA

Време на приложение

Подмишница: 2,5 мин

Бикини линия: 2 мин

Зони на лицето: 1,5 мин

Долни части на краката: 8,5 мин

