

PHILIPS

IPL matiņu
noņemšanas sistēma

Lumea

Precision Plus

Ķermeņa un sejas kopšanai

100 000 zibšņi



SC2003/11



Novērsiet matiņu ataugšanu

IPL matiņu likvidēšana: gluda āda katru dienu

Philips Lumea IPL matiņu likvidēšanas sistēma novērš matiņu ataugšanu uz sejas un ķermeņa. Regulāri pielietoti saudzīgi gaismas impulsi saglabā zidaini gludu ādu katru dienu.

Ilgstoši gluda āda

- Efektīvi un bez piepūles
- Izbaudiet gludu ādu katru dienu

Matiņu noņemšana ar IPL tehnoloģiju

- Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

Saudzīga un efektīva lietošana uz sejas un ķermeņa

- Slidēšanas un apstrādes režīms ērtākai izmantošanai
- Precīzais piederums drošai izmantošanai sejai
- Lielāks ķermeņa piederums ātrai procedūrai
- Pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi
- Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle

- Bezvadu lietošanas komforts
- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām

Izceltie produkti

Ilgstoji gluda āda



Philips Lumea sūta saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šīs procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.

Efektīvi un bez piepūles



Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.

IPL tehnoloģija



Sistēmā Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta no tehnoloģijas, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un

attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 sievietēm.

Piemēroti matiņu un ādas tipi



Philips Lumea ir efektīvs, lai atbrīvotos no (dab.) tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem. Philips Lumea sistēma, tāpat kā citas gaismas procedūras, NAV efektīva sarkaniem, gaiši blondiem vai baltiem/sirmiemiem matiem. Philips Lumea arī NAV piemērota ļoti tumšai ādai.

Pieci gaismas enerģijas iestatījumi



Philips Lumea ir pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi nodrošina saudzīgu, bet efektīvu procedūru. Izmantojot pareizi, Philips Lumea IPL procedūra ir droša un saudzīga, un to var lietot pat jutīgai ādai un jutīgām ķermeņa zonām.

Izmantošanas zonas



Droši izmantojiet, lai likvidētu matiņus uz sejas (augšlūpa, zods un vaigi) un ķermeņa daļas, izņemot kājas, paduses, bikini zonu, vēderu un rokas.

Bezvadū lietošanas komforts



Lumea unikālais bezvadū korpuss ir ideāli piemērots vienkāršai lietošanai un dažādu vietu sasniegšanai.

Rezerves detaļas nav nepieciešamas



Philips Lumea ir pilnīgs un darbam uzreiz pēc izpakošanas gatavs risinājums. Turklāt - kas vēl svarīgāk - tam nav nepieciešams mainīt lampas vai želeju.

Īpaši droši sejai



Precīzais piederums ir aprīkots ar papildu iebūvētu gaismas filtru, kas ļauj droši un ērti ierīci izmantot augšlūpai, zodom un vaigiem. To arī var izmantot citām jutīgām ķermeņa zonām, piemēram, padusēm, bikini zonai un grūti sasniedzamām vietām.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 100–240 V

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

Tehniskā specifikācija

Augstas veiktspējas lampa: Rada <math>< /math> 100 000 zibšņus

Izmantošanas zonas

Ķermeņa zonas: Kājas, Paduses, Vēders, Bikini

Sejas zonas: Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

Uzgaļi

Precīzais uzgaļis (2 cm²): Drošai izmantošanai uz sejas

Ķermeņa uzgaļis (4 cm²): Izmantošanai zem kakla līnijas

Komplektā iekļautie piederumi

Lāhdētājs: Dažādu spriegumu uzlādes ierīce

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata pilnā versija, Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Uzglabāšana: Somiņa

Strāvas padeve

Uzlādēšanas laiks: 100 min

Darbības laiks: Min. 370 zibšņi

Drošības un regulējamie iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

Drošības ziņojumu sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Izmantošanas laiks

Bikini: 4 min

Kājas apakšējā daļa: 8 min

Slīdēšana un apstrāde: Ērtākai izmantošanai

Padušu zonas: 1 min

Strāvas padeve

Energosistēma: Atkārtoti uzlādējams akumulators

Tehniskā specifikācija:

Gaismas plūsma: Ķermeņa uzgaļis <math>< /math> 570 nm, Precīzais uzgaļis <math>< /math> 600 nm

Gaismas plūsma (J/cm²): Ķermeņa uzgaļis: 2–6 J/cm², Precīzais uzgaļis: 2–6 J/cm²

Izmantošanas laiks

Seja: 1 min

Apstrāde ar aizturi: Apstrādei izliktās vietās

