

# PHILIPS

Dispositivo de depilación IPL

Lumea Prestige

Con tecnología SenseIQ

Zonas de precisión, cuerpo, cara

Con sensor SmartSkin

Uso con y sin cable



BRI954/00



Disfruta de una piel suave y sin vello durante 6 meses\*

3 accesorios inteligentes para unos resultados óptimos

Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro sistema IPL más eficaz. Diseñados para un cómodo tratamiento de depilación en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a cada curva del cuerpo y modifican los programas según la zona.

#### **Máxima libertad, mínimas molestias**

- Con sensor SmartSkin
- La aplicación Lumea IPL te acompaña a cada paso
- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales

#### **Piel suave por más tiempo con la tecnología IPL de Lumea**


- Tecnología IPL profesional en casa, desarrollada junto con dermatólogos
- Uso con o sin cable
- Tratamiento eficaz y seguro comprobado
- Es adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel
- Tecnología SenseIQ para tratamientos de depilación personalizados

#### **Tratamiento IPL profesional para las zonas del cuerpo**

- Los accesorios inteligentes adaptan los programas a cada zona del cuerpo
- Accesorio para el cuerpo con diseño curvo
- Accesorio de precisión para la cara con filtro adicional
- Accesorio de precisión para la zona del bikini y las axilas


# Destacados

## Lumea evita que el vello vuelva a crecer \*



Las siglas IPL corresponden a Intense Pulse Light (luz pulsada intensa). Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que provoca que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer incluso en las zonas más sensibles. Philips Lumea se ha probado clínicamente y se ha desarrollado junto con dermatólogos para proporcionar un tratamiento fácil y efectivo desde la comodidad de tu propio hogar.

## Efectividad demostrada



En estudios objetivos, se muestra hasta un 92% de reducción del vello después de tres tratamientos\*\*. Realiza los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puedes disfrutar de seis meses de piel suave sin vello\*.

## Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello rubio oscuro, castaño o negro (de color natural) y en tonos de piel que van desde muy claros hasta marrones oscuros. La tecnología IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de piel, por lo tanto (como otros tratamientos basados en IPL) Lumea no puede usarse para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo, y no es adecuado para piel muy oscura.

## Tecnología SenseIQ



Detecta. El sensor SmartSkin de Lumea detecta tu tono de piel e indica el ajuste de luz más cómodo para ti. Se adapta. Los accesorios inteligentes adaptan los programas diseñados para cada zona del cuerpo. Te cuida. Se desarrolló en conjunto con dermatólogos y se inspiró en ti para lograr la eliminación del vello de forma suave y duradera, incluso en zonas sensibles\*\*\*.

## Tratamiento de las zonas del cuerpo



Tu cuerpo es único. Y su piel, sus curvas y sus contornos deben tratarse también de forma única. Los accesorios para todo el cuerpo de

Lumea tienen una forma que se amolda perfectamente a cada curva y adaptan los programas personalizados a cada zona del cuerpo. Las ventanas de tratamiento se han diseñado para maximizar el contacto con la piel y garantizar que la luz no se escape, lo que permite disfrutar de tratamientos suaves y eficaces incluso en zonas delicadas o sensibles.

## Accesorio de precisión



El accesorio de precisión inteligente tiene un tamaño mediano con una ventana de 3 cm<sup>2</sup> para cubrir de forma precisa las zonas del bikini y las axilas. El diseño curvado sigue con precisión los contornos del cuerpo para maximizar el contacto con la piel. Cuando se coloca en el dispositivo, el accesorio adapta un programa personalizado para esas zonas del cuerpo.

## Accesorio para el cuerpo



El accesorio inteligente para el cuerpo tiene nuestra ventana de tratamiento más grande, de 4,1 cm<sup>2</sup>, por lo que es perfecta para tratar rápidamente zonas del cuerpo como las piernas, los brazos y la barriga. El diseño curvo sigue con precisión los contornos del cuerpo para maximizar el contacto con la piel. Coloca el accesorio y adaptará un programa personalizado específicamente para la zona del cuerpo. El 83 % de las mujeres están satisfechas con la reducción del vello en las piernas\*\*\*\*.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas de los accesorios

**Accesorio para el tratamiento corporal:** Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm<sup>2</sup>, Tratamiento personalizado para el cuerpo

**Accesorio para el tratamiento facial:** Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm<sup>2</sup>, filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara

**Accesorio para el tratamiento de precisión:** Forma: curvada cóncava y precisa, Tamaño de la ventana: 3 cm<sup>2</sup>, Tratamiento personalizado para las axilas, Tratamiento personalizado para la línea del bikini

## Zonas de aplicación

**Cuerpo:** Brazos, Piernas, Línea alba

**Zonas sensibles:** Axilas, Bikini

**Cara:** Barbilla, Labio superior, Línea de la mandíbula

## Seguridad y posiciones ajustables

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de los rayos UV

**Cinco posiciones de energía de luz:** Se adapta a tu tipo de piel

**Sistema de seguridad integrado:** Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

**Sensor de tono de piel:** Detecta tu tono de piel

**Sensor SmartSkin:** El ajuste adecuado a petición

## Modo de aplicación

**Deslizamiento y flash:** Para aplicación rápida

**Uso con/sin cable:** Uso con y sin cable

**Sello y flash:** Para el tratamiento de zonas pequeñas

## Potencia

**Tensión:** 100-240 V

## Especificaciones técnicas

**Lámpara de alto rendimiento:** Proporciona <gt/> 250 000 pulsos\*\*\*\*\*

## Servicios

**Garantía:** 2 years global warranty

## Elementos incluidos

**Instrucciones de uso:** Manual del usuario

**Almacenamiento:** Funda de lujo

**Adaptador:** 19,5 V/4000 mA

## Tiempo de aplicación

**Axilas:** 2,5 minutos

**Zona del bikini:** 2 min

**Cara:** 1,5 minutos

**Medias piernas:** 8,5 min.



\* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78 % en las piernas, 64 % en la línea del bikini y 65 % en las axilas

\*\* Medido en las piernas, después de 3 tratamiento, 27 de las 55 mujeres lograron un 92 % de resultados o más

\*\*\* Al realizar el programa de tratamiento

\*\*\*\* Estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en la cara

\*\*\*\*\* La vida útil de la lámpara no amplía la garantía mundial de 2 años de Philips