

PHILIPS

Ihokarvojen IPL-
poistojärjestelmä

Lumea Precision
Plus

Vartalolle, kasvoille ja bikinial.

Säärien käsittely 15 minuutissa

Kliinisesti todistettu vaikutus

120 päivän rahat takaisin -takuu



SC2008/11



Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu Sileä iho kotioloissa

Philips Lumea IPL on tehokkain johdoton IPL-ratkaisu. Se estää uusien ihokarvojen kasvun kasvoilla ja vartalolla uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.

Pitkään kestävä sileys

- Sileä iho joka päivä
- Vaivattoman tehokas

Ihokarvojen poistaminen IPL-tekniikalla

- Turvallinen käyttää kotona
- Soveltuu eri hius- ja ihotyypeille

Tehokas ja hellävarainen kasvoille, vartalolle ja bikinialueelle

- Turvallinen ja tehokas herkillekin alueille
- Suurempi vartalisäosa nopeuttaa käsittelyä
- Kasvolisäosa turvalliseen kasvojen käsittelyyn
- Lisäosa erityisesti bikinialueen karvojen käsittelyyn
- Viisi valotehoasetusta

Vaivatonta vapautta

- Langatonta käyttömukavuutta
- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia

Kohokohdat

Pitkään kestävä sileys



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

Vaivattoman tehokas



Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan.

IPL-teknikka



Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips kehitti tämän mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien kanssa. Tuotetta testattiin laajoin kuluttajaturkimuksin yli 10 vuoden ajan yli 2 000 vapaaehtoisen avulla.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ☹ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tavalla tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovellu henkilöille, joilla on erittäin tumma iho.

Käyttöalueet



Voit huoletta käyttää laitetta karvojen poistamiseen kasvoista (ylähuuli, leuka ja pulisongit), sääristä, kainaloista, bikinialueelta, vatsan alueelta sekä käsivarsista.

Nopea jalkojen käsittely



Aiempaa suurempi vartalolisäosa nopeuttaa suurien ihoalueiden, kuten jalkojen, käsittelyä.

Turvallinen myös kasvoille



Kasvolisäosassa on erikoismuotoiltu integroitu suodatin, jonka avulla ylähuulen, leuan ja pulisongien käsittely onnistuu turvallisesti ja

miellyttävästi. Sitä voi käyttää myös muiden herkkien ihoalueiden, kuten kainaloiden ja muiden hankalien alueiden käsittelyyn.

Bikiniarajalisäosa



Bikiniarajalisäosa on suunniteltu bikinialueen karvojen tehokkaaseen käsittelyyn. Bikinialueen ihokarvat kasvavat yleensä voimakkaammin ja paksumpina kuin säärikarvat.

Viisi valotehoasetusta



Philips Lumean viisi valotehoasetusta takaavat hellävaraisen, mutta tehokkaan käsittelyn. Oikein käytettynä Philips Lumean IPL-käsittely on turvallinen ja hellävarainen käyttää myös herkillä kehon ja ihon alueilla.

Langattonta käyttömukavuutta



Lumean ainutlaatuinen langattomuus takaa sen, että voit käsitellä minkä tahansa alueen juuri silloin, kun haluat.

Tekniset tiedot

Käyttöalueet

Kehon alueet: Jalat, Käsivarret, Vatsa, Bikiniraja, Kainalot

Kasvot: Leuka, Pulisongit, Ylähuuli

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Mukava käyttää

Vaihe ja välähdys: Kaareville ihoalueille

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdoton

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Latausaika: 100 min.

Käyttöaika: vähintään 370 välähdystä

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa <gt/>140 000 välähdystä

Lisäosat

Vartalolisäosa (4 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Bikindirajalisäosa (2 cm²): Bikinialueen erikoiskäsittely

Kasvolisäosa (2 cm²): Turvallinen myös kasvoille

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Pikaopas, Käyttöopas

Laturi: Monijännitteinen laturi

Säilytys: Pussi

Käyttöaika

Sääri: 8 min

Kainalo: 1 min.

Bikindirajat: 1 min.

Kasvot: 1 min.

