

PHILIPS

IPL matiņu
noņemšanas sistēma

Lumea Essential

Izmantošanai tikai uz ķermeņa

15 minūtes apakšstilbu apstrādei

Kalp. laiks <gt/>100 000 impulsi

Īpaši garš vads



Product Picture

SC1991/00



Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem gludas ādas uzturēšanai mājas apstākļos

Philips Lumea IPL satriecoši efektīvi aizkavē matiņu ataugšanu uz visa ķermeņa. Regulāri pielietoti saudzīgi gaismas impulsi saglabā zīdaini gludu ādu katru dienu.

Ilgstoši gluda āda

- Efektīvi un bez piepūles
- Izbaudiet gludu ādu katru dienu

Matiņu noņemšana ar IPL tehnoloģiju

- Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās

Saudzīga un efektīva, pat uz jutīgas ādas

- Izmantošanai uz ķermeņa
- Pielāgojiet savam ādas tipam
- Pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi
- Lielāks ķermeņa piederums ātrai procedūrai

Kompakta konstrukcija ar vadu

- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām

Izceltie produkti

Izbaudiet gludu ādu katru dienu



Philips Lumea raída saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šīs procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.

Efektīvi un bez piepūles



Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.

IPL tehnoloģija



Ierīcē Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi).

Tā radīta, izmantojot tehnoloģiju, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 brīvprātīgajiem.

5 gaismas enerģijas iestatījumi



Philips Lumea ir pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi nodrošina saudzīgu, bet efektīvu procedūru. Izmantojot pareizi, Philips Lumea IPL procedūra ir droša un saudzīga, un to var lietot pat jutīgai ādai un jutīgām ķermeņa zonām.

Izmantošanas zonas



Droši izmantojiet, lai likvidētu matiņus ķermeņa zonās, kas atrodas zem kakla līnijas: kājas, paduses, bikini zona, rokas un vēders.

Lielāks ķermeņa piederums, 4 cm²




Lielāks ķermeņa piederums ļauj ātrāk apstrādāt lielākas zonas, piemēram, kājas.

Rezerves detaļas nav nepieciešamas



Philips Lumea ir pilnīgs un darbam uzreiz gatavs risinājums. Turklāt - kas vēl svarīgāk - tam nav nepieciešams mainīt lampas vai želeju.

Piemēroti matiņu un ādas tipi



Philips Lumea efektīvi apstrādā (dabiski) tumši blondus, brūnus un melnus matiņus. Philips Lumea sistēma, tāpat kā citas gaismas procedūras, NAV efektīva sarkaniem, gaiši blondiem vai baltiem/sirmiemiem matiem. Philips Lumea arī NAV piemērota tumšai ādai.

Specifikācijas

Jauda

Spriegums: 100–240 V

Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

Tehniskās specifikācijas

Augstas veiktspējas lampa: Rada <gt/> 100 000 zibšņus

Pielietojuma zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders, Bikini, Paduses

Uzgaļi

Ķermeņa uzgaļis (4 cm2): Izmantošanai zem kakla līnijas

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Ātras uzsākšanas rokasgrāmata, Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Somiņa

Adapteris: 24 V / 1500 mA

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Lietošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 8 min

Paduse: 1 min

Bikini līnija: 1 min

Lietošanas režīms

Apstrāde ar aizturi: Apstrādei izliektās vietās

Lietošana ar vadu/bez vada: Izmantojams ar vadu

