

# PHILIPS

IPL matiņu  
noņemšanas sistēma

Lumea

Izmantošanai tikai uz ķermeņa

15 minūtes apakšstilbu apstrādei

Kalp. laiks <gt/>100 000 impulsi

Bezvadu konstrukcija

 Product Picture

SC2004/11



## Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem gludas ādas uzturēšanai mājas apstākļos

Philips Lumea IPL ir viektīvākais bezvada IPL risinājums, kas darbojas apbrīnojami efektīvi, lai aizkavētu matiņu ataugšanu uz ādas. Maigi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.

### **Ilgstoši gluda āda**

- Izbaudiet gludu ādu katru dienu
- Efektīvi un bez piepūles

### **Matiņu noņemšana ar IPL tehnoloģiju**

- Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

### **Saudzīga un efektīva, pat uz jutīgas ādas**

- Lielāks ķermeņa piederums ātrai procedūrai
- Slīdēšanas un apstrādes režīms ērtākai izmantošanai
- Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās
- Pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi

### **Maksimāla brīvība, minimāla piepūle**

- Bezvadu lietošanas komforts
- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām

# Izceltie produkti

## Ilgstoši gluda āda



Philips Lumea sūta saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šis procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.

## Efektīvi un bez piepūles



Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.

## IPL tehnoloģija



Sistēmā Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta no tehnoloģijas, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 sievietēm.

## Piemēroti matiņu un ādas tipi

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea ir efektīvs, lai atbrīvotos no (dab.) tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem. Philips Lumea sistēma, tāpat kā citas gaismas procedūras, NAV efektīva sarkaniem, gaiši blondiem vai baltiem/sirmiemiem matiem. Philips Lumea arī NAV piemērota ļoti tumšai ādai.

## Pieci gaismas enerģijas iestatījumi



Philips Lumea ir pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi nodrošina saudzīgu, bet efektīvu procedūru. Izmantojot pareizi, Philips Lumea IPL procedūra ir droša un saudzīga, un to var lietot pat jutīgai ādai un jutīgām ķermeņa zonām.

## Izmantošanas zonas



Droši izmantojiet, lai noņemtu matiņus ķermeņa zonās, kas atrodas zem kakla līnijas: kājas, paduses, bikini zona, rokas un vēders.

## Bezvadu lietošanas komforts



Lumea unikālais bezvadu korpuss ir ideāli piemērots vienkāršai lietošanai un dažādu vietu sasniegšanai.

## Rezerves detaļas nav nepieciešamas




Philips Lumea ir pilnīgs un darbam uzreiz pēc izpakošanas gatavs risinājums. Turklāt - kas vēl svarīgāk - tam nav nepieciešams mainīt lampas vai želeju.

## Ātra procedūra kājām



Lielāks ķermeņa piederums ļauj ātrāk apstrādāt lielākas zonas, piemēram, kājas.

## Slidēšanas un apstrādes režīms



Galvenais darbības režīms nodrošina slidēšanas kustību ērtākai un nepārtrauktai izmantošanai.

# Specifikācijas

## Pielietojuma zonas

Ķermeņa zonas: Kājas, Vēders, Bikini, Paduses

## Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu  
5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

## Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Pasludināt un izgaismot): Ērtākai izmantošanai

Apstrāde ar aizturi: Apstrādei izliktās vietās

Lietošana ar vadu/bez vada: Bez vada

## Jauda

Uzlādēšanas laiks: 100 min

Spriegums: 100-240 V

Darbības laiks: Min. 370 zibšņi

## Tehniskās specifikācijas

Augstas veiktspējas lampa: Rada <gt/> 100 000 zibšņus

## Uzgaļi

Ķermeņa uzgaļis (4 cm2): Izmantošanai zem kakla līnijas

## Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

## Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Ātras uzsākšanas rokasgrāmata, Lietotāja rokasgrāmata

Lādētājs: Dažādu spriegumu uzlādes ierīce

Uzglabāšana: Somiņa

## Lietošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 8 min

Paduse: 1 min

Bikini līnija: 1 min

