

PHILIPS

Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

Lumea IPL Série 7000 Advanced

5 definições de intensidade manual

2 acessórios: corpo, rosto

Aplicação Lumea IPL

Utilização com fios

BRI922/00



Excelentes resultados, grande valor

Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 12 meses*

Obtenha uma pele macia sem pelos com o nosso Lumea IPL da Série 7000 Advanced. Os tratamentos são suaves e eficazes com acessórios para cada zona do corpo.

Suave e eficaz para uma pele macia de longa duração

- Utilize apenas 2 vezes por mês para obter resultados rápidos
- Desenvolvido em colaboração com dermatologistas para ser fácil e eficaz
- Cabo extra longo para maior flexibilidade durante a utilização

Solução completa para rosto e corpo

- Solução completa para rosto e corpo com 2 acessórios
- Adequado para uma grande variedade de tons de pele e cores de pelo
- Inclui um mini sistema de limpeza facial VisaPure

Tratamento personalizado para a remoção dos pelos através de IPL

- Sensor de tom de pele e 5 definições de intensidade
- Otimize a sua rotina com a aplicação Philips Lumea IPL


Destaques

2 acessórios dedicados




Cabeças diferentes para o corpo e rosto funcionam com velocidade e precisão para uma utilização suave, mesmo em zonas sensíveis. O acessório para rosto tem um filtro de luz integrado para um tratamento preciso.

Aplicação Philips Lumea IPL



A nossa aplicação de treino gratuita ajuda-o a planear e a manter o seu plano de tratamento e, em seguida, acompanha-o em cada sessão passo a passo. Transferido por mais de 2,1 milhões de utilizadores.

Desenvolvido por dermatologistas



Como líder em tecnologia de saúde, a Philips desenvolveu o Lumea IPL em consulta com dermatologistas, para uma utilização fácil e


eficaz na segurança da sua casa. Baseado na tecnologia utilizada em cabeleireiros profissionais, o Lumea IPL oferece um tratamento suave, mesmo em zonas sensíveis.

2 vezes por mês para obter resultados rápidos



Utilize a cada 2 semanas para começar. Tal representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Com manutenção apenas uma vez por mês. É tudo o que é preciso. Trate ambas as pernas em apenas 15 minutos.

Sensor de tom de pele




Escolha entre 5 definições de intensidade para uma experiência confortável. O sensor de tom de pele impede-o de tratar áreas da sua pele demasiado escuras para tratamento com IPL.

Cabo extra longo



Prático de utilizar graças a um cabo extra longo para um acesso fácil e maior manobrabilidade.

Para muitos tipos de pele e pelos



A IPL precisa de contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele, por isso, funciona em pelos louros escuros, castanhos e pretos naturais e em tons de pele de castanho claro a médio (I-IV).

Mini sistema de limpeza facial VisaPure



Complete a sua rotina de beleza: o minissistema de limpeza facial VisaPure é um dispositivo de limpeza da pele compacto e simples para uma pele visivelmente fresca e macia.

Especificações

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação rápida

Utilização com/sem fios: Utilização com fios

Marcar e pulsar: Para tratamento em áreas pequenas

Potência

Utilização com fio

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Construído para durar, 250 000 impulsos de luz, equivalentes a 20 anos de vida útil da lâmpada**

Voltagem: 100-240 V

Acessórios

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Acessório facial (2 cm²): Para utilizar abaixo do nível dos olhos

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global + 1 ano extra de garantia após o registo do produto no prazo de 90 dias

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa de beleza

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Acessório: Pano de limpeza

Tempo de aplicação

Biquíni: 4 min

Parte inferior da perna: 15 min

Axilas: 2,5 min

Linha do biquíni: 4 min

Zonas do rosto: 2 min

Mini sistema de limpeza facial VisaPure

Zonas de aplicação: Rosto e pescoço

Fácil de utilizar: Sem cabo, À prova de água, 1 regulação de velocidade

Itens incluídos: Cabeça de escova para pele normal, Adaptador de corrente

Acessórios: Cabeça de escova para pele normal, Adaptador de corrente

Potência: Adaptador de corrente

Especificações técnicas dos acessórios

Acessório corporal: Tamanho da janela: 4,0 cm², Tratamento para o corpo: pernas, braços, abdómen e axilas

Acessório para rosto: Tamanho da janela: 2 cm², filtro extra, Tratamento para o rosto: buço, queixo e maxilar

