

PHILIPS

IPL - matiņu
noņemšanas ierīce

Lumea Advanced

Ķermenim un sejai

Ar ādas toņa sensoru

15 minūtes apakšstilbu
apstrādei



SC1998/00



Āda bez matiņiem vismaz 3 mēnešus*

Matiņu samazināšanās vismaz par 85 % pēc 3 apstr. reizēm**

Philips Lumea Advanced satriecoši efektīvi aizkavē matiņu ataugšanu uz visa ķermeņa. Saudzīgi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.

Ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana ar IPL tehnoloģiju

- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tiptiem
- BEZMAKSAS Lumea lietotne — jūsu personīgais padomdevējs
- Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājās apstākļos, izstrādāta sadarbībā ar dermatologiem

Droši, ātri un efektīvi uz ķermeņa un sejas

- Iebūvēts ādas toņa sensors
- Pierādīti droša un efektīva procedūra

Īpaša apstrāde dažādām ķermeņa zonām

- Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās
- Liels apstrādes logs ātram pielietojumam
- Precīzijas pierīce papildu drošībai uz sejas
- Pierīce bikini zonas matiņu specializētai apstrādei

Izceltie produkti

Specifikācijas

Jauda

Spriegums: 100-240 V

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē un 1 papildu garantijas gads pēc produkta reģistrācijas 90 dienu laikā

Izmantošanas zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders, Paduses, Bikini

Sejas zonas: Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

Uzgaļi

Ķermeņa uzgalis (4 cm²): Izmantošanai zem kakla līnijas

Uzgalis sejai (2 cm²): Izmantošanai zem kakla līnijas

Bikini zonas uzgalis (2 cm²): Īpaša bikini zonas matiņu apstrāde

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Somiņa

Adapteris: 24 V / 1500 mA

Komplektā iekļautie piederumi

Aksesuārs: Tīrīšanas drāna

Strāvas padeve

Izmantojams ar vadu

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni

Lietošanas laiks

Paduse: 2,5 min

Sejas zonas: 2 min

Izmantošanas laiks

Bikini: 4 min

Kājas apakšējā daļa: 15 min

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Pasludināt un izgaismot): Izmantošanai bez liekas piepūles

Lietošana ar vadu/bez vada: Izmantojams ar vadu

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Apstrādei izliktās vietās

