

# PHILIPS

IPL fotoepilaator

Lumea IPL 7000 Series

5 intensiivsuse seadistust

3 tarvikut: keha, nägu, bikiinid

Lumea IPL rakendus

Juhtmega kasutamine



SC1998/00



## Sile ja karvavaba nahk vähemalt 3 kuud\*

### Nautige karvavaba siledat nahka 12 kuud\*

Philips Lumea Advanced hoiab ära karvade tagasikasvamist kehal. Regulaarsed õrnad valgusimpulsid hoiavad nahka iga päev siidpehmena.

#### Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga
- Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega
- Eriti pikk kaabel tagab kasutamise ajal suurema paindlikkuse

#### Täielik lahendus näole ja kehale

- Täielik lahendus näole ja kehale koos 3 tarvikuga
- Sobib väga erinevatele nahatoonidele ja juuksevärvidele

#### Isikupärastatud IPL karvaeemaldus

- Skin Tone Sensor and 5 intensity settings
- Isikupärane toiming rakenduse Philips Lumea IPL abil

# Esiletõstetud tooted

## Kaks korda kuus tagab kiired tulemused



Alustage algaasis 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant – see on poole vähem kui muude kaubamärkide puhul. Seejärel korrake protseduuri tulemuste säilitamiseks kord kuus.

## Nahatooni andur



Mugava kasutuskogemuse saamiseks saate leida sobiva 5 tugevuseastme seast. Nahatooni andur ei lase teil töödelda nahapiirkondi, mis on IPL-hoolduse jaoks tumedad.

## Eriti pikk kaabel




Mugav kasutada tänu eriti pikale kaablile, mis tagab hõlpsa juurdepääsu ja parema liikumisvõime.

## 3 spetsiaalset tarvikut



Erinevad keha-, näo- ja bikinipiirkonna tarvikud töötavad kiiresti, täpselt ja õrnalt, nii et neid saab kasutada ka tundlikes piirkondades. Näotarvikul on täpselt töötlemiseks sisseehitatud valgusfilter.

## Töötatud välja koos dermatoloogidega



Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötab Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja

tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

## Philips Lumea IPL rakendus



Meie tasuta juhendamiskrakendus aitab teil kavandada ja järgida oma hoolduskavasid, seejärel juhatab teid samm-sammult läbi iga seansi. Selle on alla laadinud rohkem kui 2,1 miljonit kasutajat.

## Paljude naha- ja juuksetüüpide jaoks



IPL vajab kontrasti juuksevärvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel, seetõttu toimib loomulikult tumeblondidel, pruunidel ja mustadel juustel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I-IV).

# Spetsifikatsioon

## Ohutus ja kohandatavad sätted

**Integreeritud UV-filter:** Kaitseb nahka UV-valguse eest

**Viis valgusenergia sätet:** Reguleeritav vastavalt nahatüübile

**Integreeritud ohutussüsteem:** Vältib tahtmatut välgutamist

## Kasutusrežiim

**Libista ja valguta:** Kiireks kasutamiseks

**Markeeri ja valguta:** Väikeste piirkondade hooldamiseks

**Juhtmega / juhtmeta kasutamine:** Juhtmega kasutamine

## Võimsus

**Juhtmega kasutamine**

## Tehnilised andmed

**Suure jõudlusega lamp:** Vastupidav, 250 000 välgutust, mis vastab lambi 20-aastasele tööeale\*\*

**Pinge:** 100–240 V

## Lisatarvikud

**Kehakarvade eemaldamise tarvik (4 cm<sup>2</sup>):**

Kasutamiseks allpool kaela

**Näootsak (2 cm<sup>2</sup>):** Kasutamiseks allpool silmi

**Bikiinipiirkonna otsak (2 cm<sup>2</sup>):** Spetsiaalselt bikiinipiirkonna karvade eemaldamiseks

## Teenindus

**Garantii:** 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

## Komplektis olevad esemed

**Kasutusjuhend:** Kasutusjuhend

**Hoiundamine:** Kott

**Adapter:** 24 V / 1500 mA

**Tarvik:** Puhastuslapp

## Töötlemisaeg

**Bikiinipiirkond:** 4 min

**Sääreosa:** 15 minutit

**Kaenlaalused:** 2,5 min

**Bikiinijoon:** 4 min

**Näopiirkonnad:** 2 minutit

## Tarvikute tehnilised andmed

**Tarvik kehal kasutamiseks:** Töötlusala suurus: 4,0 cm<sup>2</sup>, Kehahooldus: jalad, käed, kõht ja kaenlaalused

**Otsak näol kasutamiseks:** Töötlusala suurus: 2 cm<sup>2</sup>, lisafilter, Näohooldus: ülahuul, lõuaosa ja lõualuu

**Bikiinipiirkonna otsak:** Töötlusala suurus: 2 cm<sup>2</sup>, Bikiinipiirkonna hooldus

