

# PHILIPS

Urządzenie IPL do depilacji światłem

Lumea Prestige

Wyposażone w technologię SenseIQ

Skóra pod pachami, bikini, ciało, twarz

Z czujnikiem SmartSkin

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe



BRI959/00



## Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy\*

4 inteligentne nasadki zapewniające optymalne rezultaty

Philips Lumea Prestige z technologią SenseIQ to nasze najskuteczniejsze urządzenie IPL. Inteligentne nasadki zaprojektowane z myślą o wygodnej depilacji w domu idealnie dopasowują się do naturalnych kształtów ciała i dostosowują program do danego obszaru.

### Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku

- Z czujnikiem SmartSkin
- Aplikacja Lumea IPL pomocna na każdym etapie
- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów

### Gładka skóra przez długi czas dzięki technologii Lumea IPL


- Specjalistyczna technologia IPL do stosowania w domu, opracowana we współpracy z dermatologami
- Działanie na zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym
- Potwierdzona delikatność i skuteczność zabiegów
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów
- Technologia SenseIQ zapewnia depilację dostosowaną do Twoich potrzeb

### Profesjonalne zabiegi IPL dostosowane do Twojego ciała

- Zaawansowane nasadki dostosowują programy do każdego obszaru ciała
- Nasadka do obszarów pod pachami o wyprofilowanej konstrukcji
- Nasadka z dodatkowym filtrem do okolicy bikini
- Nasadka do ciała o wyprofilowanej konstrukcji


# Zalety

## Urządzenie Lumea zapobiega odrastaniu włosów\*



Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła pulsacyjnego (Intense Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki włosów delikatnymi impulsami światła, co stymuluje mieszki włosowe do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia. Zabieg zapobiegający odrastaniu włosów jest bezpieczny i łagodny, nawet jeśli jest przeprowadzany na delikatnych częściach ciała. Urządzenie Philips Lumea zostało przetestowane w warunkach klinicznych i opracowane we współpracy z dermatologami, aby umożliwić łatwe i efektywne przeprowadzanie zabiegów w domowym zaciszu.


## Potwierdzona skuteczność



Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie 92% po zastosowaniu trzech zabiegów\*\*. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a


następne osiem zabiegów co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez sześć miesięcy\*.

## Odpowiednie typy skóry i włosów



Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów włosów i skóry. Sprawdza się w przypadku włosów o naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz, czarny) oraz różnych odcieni skóry (od bardzo jasnej po ciemnobrązową). Podobnie jak w przypadku innych zabiegów IPL urządzenia Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasny blond lub rudym ani w przypadku bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności zachowania dużego kontrastu pomiędzy pigmentem włosów a skóry.

## Technologia SenseIQ



Rozpoznaje. Czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie światła. Dostosowuje się. Inteligentne nasadki uruchamiają programy dostosowane do danego obszaru ciała. Pielęgnuje. Urządzenie opracowane wspólnie z dermatologami i

zainspirowane Tobą pozwala na delikatne usuwanie włosów na długi czas, nawet na wrażliwych obszarach\*\*\*.

## Zabiegi na różnych obszarach ciała



Twoje ciało jest wyjątkowe i każdy jego obszar zasługuje na wyjątkowe traktowanie. Nasadki do całego ciała urządzenia Lumea idealnie dopasowują się do jego naturalnych kształtów. Same dobierają program do danego obszaru. Okienka są skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie przylegały do skóry i światło nie wydostawało się na zewnątrz, dzięki czemu można skutecznie depilować delikatne lub wrażliwe miejsca na ciele.

## Nasadka do obszarów pod pachami



Specjalnie wyprofilowana nasadka została zaprojektowana z myślą o trudno dostępnych włosach pod pachami (rozmiar okienka średni, 3 cm<sup>2</sup>). Po nałożeniu nasadki na urządzenie automatycznie uruchamia się program specjalnie dostosowany do obszaru pod pachami. 86% kobiet jest zadowolonych ze skuteczności usuwania włosów pod pachami\*\*\*\*.

# Dane techniczne

## Dodatki dotyczące specyfikacji technicznych

**Nasadka do depilacji ciała:** Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm<sup>2</sup>, Program do ciała

**Nasadka do depilacji twarzy:** Kształt: płaski, Rozmiar okienka: 2 cm<sup>2</sup>, dodatkowy filtr, Program do twarzy

**Nasadka do depilacji pach:** Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm<sup>2</sup>, Program do skóry pod pachami

**Nasadka do depilacji okolic bikini:** Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm<sup>2</sup>, dodatkowy filtr, Program do okolic bikini

## Obszary poddawane zabiegowi

**Obszary ciała:** Ramiona, Nogi, Brzuch

**Obszary twarzy:** Podbródek, Górna warga, Linia szczęki

**Wrażliwe obszary:** Pachy, Okolice bikini

## Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

**Wbudowany filtr UV:** Ochrona skóry przed promieniami UV

**Pięć ustawień energii światła:** Możliwość dostosowania do typu skóry

**Wbudowany system bezpieczeństwa:** Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

**Czujnik odcienia skóry:** Rozpoznaje odcień skóry

**Czujnik SmartSkin:** Odpowiednie ustawienie na żądanie

## Tryb aplikacji

**Tryb przesunięcia i błysku:** Do szybkiego zastosowania

**Obsługa przewodowa/bezprzewodowa:**

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

**Tryb przyłożenia i błysku:** Do użycia na małych obszarach ciała

## Zasilanie

**Napięcie:** 100–240 V

## Dane techniczne

**Wysokowydajna lampa:** Ponad 250 000 błysków\*\*\*\*\*

## Serwis

**Gwarancja:** 2-letnia gwarancja obowiązucająca na całym świecie

## Elementy wchodzące w skład zestawu

**Instrukcja obsługi:** Instrukcja obsługi

**Przechowywanie:** Elegancki pokrowiec

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Czas aplikacji

**Pacha:** 2,5 min

**Linia bikini:** 2 min

**Obszary twarzy:** 1,5 min

**Podudzia:** 8,5 min



\* Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 78% na nogach, 64% w okolicach bikini, 65% pod pachami

\*\* Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 badanych z grupy 55 kobiet miało wynik 92% lub wyższy

\*\*\* W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów

\*\*\*\* Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 56 kobiet po 3 zabiegach pod pachami, w okolicy bikini i na nogach oraz 2 zabiegach na twarzy

\*\*\*\*\* Żywotność lampy nie powoduje wydłużenia 2-letniej światowej gwarancji firmy Philips